

手术室智能恒温箱

产品名称	手术室智能恒温箱
公司名称	北京福意电器有限公司
价格	67147.00/台
规格参数	介绍:福意联医用恒温箱 温度:2-48 /0-100 容积:50-150-430-1028升
公司地址	北京市平谷区兴谷经济开发区兴谷路20号
联系电话	13811305308 13811237849

产品详情

手术室智能恒温箱相关-

天气寒冷时，手术室的甘露醇很容易结晶，易延误患者抢救时间，甚至引起医疗纠纷。为此，手术室保存甘露醇成了一个待解决的难题。福意联甘露醇注射液防结晶保存柜，可用于已经结晶甘露醇在温度37~42度的环境里进行溶解，或25~27度的环境下保温，防止结晶现象的发生。

手术室智能恒温箱产品参数：

1、先确认恒温箱工作状态正常，机器使用及外部供电正常稳定。2、根据箱体大小放入相应的液体药品的数量，摆放不应太过密集，确保恒温箱箱体内空气正常流通。特别说明：放入之前应确保液体药品包装完好不破损。3、放入药品后设置温恒温箱的温度为37度，并按锁制键，以免误操作引起温度过高或过低，造成不必要的危害。4、根据液体药品的使用量和液体药品的低温程度来合理安排放入数量和时间。建议：提前放入，随用随取，随取随加。

手术室智能恒温箱公司说明-在医药工业中的应用作片剂的填充剂：甘露醇常用作片剂的填充剂（10%~9

0%)，由于它吸湿性，所以用于水份敏感的药物压片特别有，其颗粒易干燥。作直接压片的赋剂和咀嚼片的矫味剂：甘露醇因溶解时吸热，有甜味，对口腔有舒服感，故更广泛用于醒酒药、口中清凉剂等咀嚼片的制造，其颗粒型作直接压片的赋形剂。甘露醇可用作*片的基料。作干冻针剂的载体：在干冻针剂中，甘露醇可作载体（20%~90%）。作降压剂、利尿剂、脱水剂：甘露醇注射液（Injectio Mannitou）作为高渗降压药，是临床抢救特别是脑部疾患抢救常用的一种药，具有降低颅内压药物所要求的降压准确的特点。甘露醇进入体内后能提高渗透压，使组织脱水，可降低颅内压和眼内压，从肾小球滤过后，不易被肾上球重吸收，使尿渗透压增高，带出大量水份而脱水，用于颅脑外伤、脑瘤、脑组织缺氧引起的水肿，大面积烧伤后引起的水肿，肾功能衰竭引起的腹水青光眼。并可防治早期急性肾功能不全。[2]制硝甘露醇的原料：硝甘露醇（Mannitol Hexanitrate），抗心绞痛药，分子式 $C_6H_8N_6O_{18}$ ，学名六硝基石旋甘露糖醇。制法：将100g右旋甘露醇加入到400mL硝酸中，在25~30℃下，加入2L硝酸，将沉淀过滤，用50%-酰洗涤，再加入1L含3mol/L 3--1，2-环氧丙烷的乙醇溶液，搅拌3h，可制得本品。手术室智能恒温箱