

# GB/T31116-2014 八宝粥罐头检测

产品名称	GB/T31116-2014 八宝粥罐头检测
公司名称	广分检测技术（苏州）有限公司检测部
价格	.00/件
规格参数	报告语言:中英文可选 测试周期:7-10个工作日 服务:一站式检测服务
公司地址	江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋
联系电话	0512-65587132 17312626973

## 产品详情

八宝粥罐头是指以八种或八种以上谷类、豆类、干果等植物性原料为主要原料，经预处理、装罐、密封、杀菌而制成的罐头食品。八宝粥罐头怎么检测?随着检测标准不断完善，从产品到原材料陆续制定了相关检测标准，八宝粥罐头检测标准号为——GB/T31116-2014。

检测标准依据：

GB/T31116-2014八宝粥罐头

引用标准

GB317白砂糖

GB2760食品安全国家标准食品添加剂使用标准

GB2762食品安全国家标准食品中污染物限量

GB/T4789.26食品卫生微生物学检验罐头食品商业无菌的检验

GB5749生活饮用水卫生标准

GB7718食品安全国家标准预包装食品标签通则

GB8950罐头厂卫生规范

GB/T10786罐头食品的检验方法

GB14880食品安全国家标准食品营养强化剂使用标准GB/T20938罐头食品企业良好操作规范

GB28050食品安全国家标准预包装食品营养标签通则JJF1070定量包装商品净含量计量检验规则

QB/T1006罐头食品检验规则

QB/T4631罐头食品包装、标志、运输和贮存

检测项目要求

原辅材料要求

1水

应符合GB5749的要求。

2白砂糖

应符合GB317的要求。

3谷类、豆类、干果等植物性原料及其他原辅料

应符合相关标准的要求。

4食品添加剂

应符合相关产品标准的要求。

感官要求

感官要求应符合表1的要求。