

便携式蔬菜农药残留检测设备，山东食品安全监测仪

产品名称	便携式蔬菜农药残留检测设备，山东食品安全监测仪
公司名称	山东普创仪器有限公司
价格	2600.00/台
规格参数	品牌:普创仪器 型号:PC-310 最大样品数量:10个
公司地址	潍坊市奎文区东风东街239号5号楼2层（原东风大街31号）
联系电话	0536-8260056 18765639538

产品详情

便携式果蔬农药残留快速检测仪

型号：pc-310 联系电话15610209117-刘欣鹏

一、概述：

采用单片机进行温度时间控制，配合乙酰胆碱酯酶试纸，led数字显示被测样品的农药残毒情况。本产品广泛应用于蔬菜、水果、茶叶、粮食、水及土壤中的有机磷和氨基甲酸酯类农药残毒含量的检测，特别适用于农业基地和专业户采摘前速测，农贸批发市场、蔬菜配送中心现场速测，超市、菜场、酒楼、食堂、家庭果蔬加工前速测。另外，本品还适用于农业农产品无公害监督检测中心、工商部门、技术监督局、卫生防疫

站等单位对所辖部门农药残留进行检测及控制。

二、特点：

本产品采用单片机进行温度时间控制。操作简单，无需专业人员。
检测速度快，预热需10分钟，3分钟显色出结果。检测量大，有12个通道，可同时检测12个样品。
仪器使用交流电源或汽车电源，可在室内或车上使用。
led数字显示，内置可调30 ~50 ±0.5 恒温装置。误操作提示报警。
体积小、重量轻、便于携带。15分钟内无任何操作，自动关机。
当速测卡加热完毕，仪器进入标准反应时间，电脑提示合盖而未合，5分钟后自动关机。铝制密码精密仪器箱及一整套完整的农药残留检测工具。

三、技术参数：最大样品数量10个 标准温度：39 温度范围：30 ~50 ±0.5 标准反应时间：10分钟
标准显示时间：3分钟 工作电源：220v交流电源 / 汽车电源 使用环境：室内 / 汽车
使用环境温度：0~40 使用湿度：< 90% (40 时) 密封性：不易渗水、腐蚀 反应时间范围：1~99分钟
显色时间范围：1~99分钟 显色时间精度：1秒 显示温度精度：0.5 仪器尺寸：325 × 100 × 40mm
仪器重量：约400g.

潍坊普创仪器有限公司

潍坊农科院检验技术研究所

地址:山东省潍坊市东风东街239号

详细了解请来电

刘欣鹏 15610209117

qq ; 2770232873

供应上海，广东，福建，浙江，江苏，河南，安徽，青岛，威海，烟台测土配方施肥仪、土壤酸碱平衡仪、土壤水分速测仪、植物病虫害检测设备、农药残留速测仪、食品安全速测仪、土壤墒情速测仪、有机质浓度检测仪、土地面积测量仪、小型田间气象站、种子水分速测仪、种子发芽箱、糖度计、配方施肥专家软件、农产品安全远程监控平台等，联系电话15610209117-刘欣鹏