

广州深华供应DM1424毛细管离心机

产品名称	广州深华供应DM1424毛细管离心机
公司名称	广州市深华生物技术有限公司
价格	.00/台
规格参数	
公司地址	广州市越秀区先烈中路82之1号第三层自编303A房（仅限办公用途）
联系电话	86-02087326315 13711661602

产品详情

广州深华公司提供的dm1424毛细管离心机质量过硬，物美价廉 dm1424毛细管离心机使用ac24p毛细管转子，可用于测定血细胞比容，微量血液和微量溶液的分，可广泛应用于临床医学、免疫学、检验学等领域。使用a24-2p转子，可以应用于生命科学领域，如核酸提纯，蛋白分离等常规实验。

独有特点 大龙离心机是中国首家通过tuv德国莱茵公司爆炸测试和微生物安全测试的离心机生产商
国际安全品质 - 国际安全认证：通过及其严格的欧盟en61010-2-20离心机特殊安全标准——爆炸测试，获得极具公信力的tuv德国莱茵公司颁发的ce, ctuvus和fcc国际安全产品认证。 - 通过欧盟en61010-2-101:2002
医疗产品体外诊断用医疗器械指令(ivd) -

安全裕度大，噪音低：高强度塑料合金转子以及优良的动平衡技术，保证机器超低音稳定运行 -

双层安全防护外壳：给转子运行提供更安全可靠的保证 -

强力直流无刷电机，免维护，驱动迅速，轻松加速到设定转速 - 电子锁设计，锁定更安全，操控方便

dm1424毛细管离心机独有特点 - 转速200-14000rpm，相对离心力18260 × g -

最大转子能力24 × 2ml或24根毛细管 - 转速和时间高精度控制，分离效果更好 -

ac24p以及a24-2p转子配置，实现一机两用 精确的控制能力 -

采用高性能cpu控制模式，全面提升机器运行品质 - 转速精度高，性能出色 -

30秒-99分钟定时和连续运行两种操作模式 - 稳速后才开始计时，离心时间更准确 -

合理的刹车曲线，保证样品没有混淆，分离效果更好 人性化设计 - 用户友好型lcd大显示屏 -

转速和相对离心力，切换显示，方便数据读取 - 达到设定转速后，可修改运行参数 -

瞬时运行功能（pulse），可设定最高转速，扩展了应用 -

离心完毕后，声音提示并自动开盖，便于样品降温 - 运行进程显示和错误代码提示

dm1424毛细管离心机技术参数

	dm1424
最高转速(rpm)	200-14000，步进：10
最大相对离心力(×g)	18260 × g，步进：10 × g

转速精度(rpm)	± 30
最大容量	1.5/2ml × 24 (14000rpm); 毛细管转子-24根毛细管(12000rpm)
定时	30秒-99分-hold (连续运行)
驱动电机	直流无刷电机
安全性能	双门锁, 过温保护, 超速保护, 状态诊断系统, 转子识别
电源	单相, 220v-240v, 50hz/60hz, 5a; 110v-120v, 50hz/60hz, 5a
噪音(db)	60
加减速速度	20s 20s
尺寸(毫米)	(l) 280 × (w) 364 × (h) 266
重量	10kg
其它功能	转速/加速度转换功能, 瞬时离心功能, 运行进程显示, 声音提示功能