

JKS型碱骨料试验箱

产品名称	JKS型碱骨料试验箱
公司名称	天津市盛克威科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市南开区长江道与向阳路交口西北侧瑞湾花园24-120
联系电话	86-02223771268/27620506 13702123266

产品详情

jks型碱骨料试验箱 产品型号：jks

jks型碱骨料试验箱执行标准：dl/t《水工混凝土砂石骨料试验规程》

gbt 50082-2009 普通混凝土长期性能和耐久性能试验方法标准

jks型碱骨料试验箱实验指标：骨料膨胀检测时控温、控时

jks型碱骨料试验箱介绍

jks碱骨料反应试验箱按国家专业标准dl/t《水工混凝土砂石骨料试验规程》要求设计制造。适用于作砂石骨料膨胀检测时控温、控时之用。可根据用户要求制作试件盒以及试件架和试件盒固定架。jks碱骨料反应试验箱是按国家对混凝土长期耐久性试验的标准要求而设计制造的，它适用于建筑施工单位，公路桥梁工程单位及有关科研质检部门对混凝土长期耐久性进行碱骨料反应试验。

碱骨料反应条件是在混凝土配制时形成的，即配制的混凝土中只有足够的碱和反应性骨料，在混凝土浇筑后就会逐渐反应，在反应产物的数量吸水膨胀和内应力足以使混凝土开裂的时候，工程便开始出现裂缝。这种裂缝和对工程的损害随着碱骨料反应的发展而发展，严重时会使工程崩溃。因此世界各国都在配制混凝土时采取措施，使混凝土工程不具备碱骨料反应的条件。

jks型碱骨料试验箱测试对象：混凝土

jks型碱骨料试验箱特点：

1. 公司自主研发32位嵌入式智能控制仪表，专业人工智能模糊化控制，精确控温与控时，试验过程全自

动控制，运行稳定，抗扰能力强。

2. 实时显示温度、设定值、运行时间。

3. 精确的倒计时，超限蜂鸣器报警提示。

4. 全不锈钢机箱，长寿命棒式加热器。

5. 开放式设定温控范有效保护系统稳定围，实时方便。

6. 控制与电气双重隔离，运行。

7. 采用美国进口数字式温度传感器，准确便捷。

8. 全新设计，外观精致，底部安装万向轮，便于移动。

jks型碱骨料试验箱技术参数

控温范围：室温 ~ 100 （可调）

控温精度：±0.2

加热功率：3kw

水泵功率：40w

控时精度：±1min

控时范围：1 ~ 14000min(100天)

电压：ac380v

jks型碱骨料试验箱仪器规格

外形尺寸：1250x680x820mm

jks型碱骨料试验箱系统配置

jks碱骨料反应试验箱

碱骨料大试件盒、试件架（选配）

碱骨料小试件盒、试件架（选配）