

苏州结晶器铜管化学成分检测 结晶器铜管清洁度检测

产品名称	苏州结晶器铜管化学成分检测 结晶器铜管清洁度检测
公司名称	广分检测技术（苏州）有限公司
价格	.00/件
规格参数	服务内容:一站式检测分析测试服务 检测类型:第三方检测公司 服务范围:全国
公司地址	江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋
联系电话	0512-65587132 18662248592

产品详情

一、样品信息：结晶器铜管成分分析

二、测试信息

1.成分分析

测试方法：GB/T 5121.1-2008,GB/T 5121.27-2008

判定标准：DIN 1787:1973

测试设备：ICP-OES

测试结果：见下表

结论：结果不符合DIN 1787:1973中牌号SF-Cu的成分要求。

2.密度测试

测试方法：DIN 1787-1973

测试设备：密度天平

测试结果：见下表

注：测试环境为恒温恒湿房，温度设定为23℃，湿度设定为50%。

三、样品图片

四、结晶器铜管成分分析服务项目：

- 1、铜及铜合金成分分析：通过仪器分析手段确定样品的成分及其比例后，通过对照所提供的材料牌号对应标准的要求，判定其是否符合标准要求。
- 2、铜及铜合金号推荐：通过仪器分析手段确定样品的成分及其比例后，查找对应该材料类型的标准，为客户推荐与该材料成分含量最接近的牌号。牌号推荐可以提供一定的应用参考信息。

五、结晶器铜管成分分析方法：电解法、电感耦合等离子发射光谱，电火花发射直读光谱（OES），电感耦合等离子体质谱，滴定法，重量法，X射线荧光光谱，氮氧氢分析仪。