

拉杆移动便携低温冲击镇痛仪 30秒低温冲击镇痛仪

| | |
|------|-----------------------------|
| 产品名称 | 拉杆移动便携低温冲击镇痛仪 30秒低温冲击镇痛仪 |
| 公司名称 | 河南希彤医疗器械有限公司 |
| 价格 | .00/件 |
| 规格参数 | 品牌:清领 原理:CO2 温度:-78 |
| 公司地址 | 河南省郑州市金水区优胜北路 |
| 联系电话 | 19937037270 19937037270 |

产品详情

急性损伤是指在突发事件或事故中受到的伤害，通常会出现疼痛、炎症和肿胀等症状。对于这种病症，寻求及时的治疗至关重要。

作为河南希彤医疗器械有限公司推出的一款创新产品——拉杆移动便携低温冲击镇痛仪，它利用了CO2原理，能够在30秒内迅速给予患者冷冻治疗，有效缓解疼痛和炎症，为患者提供舒适的治疗体验。

作为医疗器械领域的zhiming品牌，一直致力于为患者提供高品质的医疗设备。拉杆移动便携低温冲击镇痛仪是该品牌的一款重要产品，它采用了先进的CO2原理，通过冷冻疗法有效缓解急性损伤的疼痛和炎症。

在budui进行任务过程中，士兵常常会遭遇各种损伤，例如皮外伤、骨折、扭伤等。这些损伤如果不能得到及时有效的治疗，不仅会给士兵带来巨大痛苦，还可能对任务的顺利完成造成影响。而拉杆移动便携低温冲击镇痛仪，就是为了解决这个问题而推出的。它采用了超低温的冷冻技术，可以迅速降低患部的温度，从而减轻炎症反应、舒缓疼痛，使伤者能够更好地恢复体能，继续完成任务。

拉杆移动便携低温冲击镇痛仪的治疗效果非常显著。独特的CO2原理使得它能够在30秒内将患部的温度降低到-78，迅速冻结周围组织，有效减轻炎症反应和组织代谢速度，从而缓解疼痛。此外，冷冻治疗还能刺激血液循环，促进患部的新陈代谢和康复，加速伤口愈合过程。

除了基本功能之外，拉杆移动便携低温冲击镇痛仪还具备其他一些实用的功能。它配备了一个集成式触摸屏控制面板，可以jingque调节冷冻温度和治疗时间，确保治疗效果的zuijia效果。此外，它还具备移动便利性，设备上配备了拉杆和轮子，可以轻松移动到不同的治疗地点，为患者提供便利的治疗服务。此外，设备内部还设置了保鲜层和冰箱，可以存储冷冻物品，确保设备长时间的使用。

综上所述，我司推出的拉杆移动便携低温冲击镇痛仪是一款集便利性和高效性于一体的医疗设备。采用CO2原理，以-78的低温冲击方式进行治疗，它能够迅速缓解急性损伤引起的疼痛和炎症，促进伤口康

复。 ，它还具备移动便利、jingque调节和存储功能等特点，能够满足不同患者的需求。如果您需要一款高品质的低温冲击镇痛治疗设备，那么拉杆移动便携低温冲击镇痛仪将是您的buer选择。