

多功能医用胶片

产品名称	多功能医用胶片
公司名称	杭州市梅清数码科技有限公司
价格	.00/张
规格参数	品牌:梅清 型号:CT-9 CT-8:CT-10
公司地址	浙江省杭州市滨江区浦沿镇西厢路66号
联系电话	0571-87977565 15088608261

产品详情

您好，这里是杭州梅清数码科技有限公司（前身为杭州旭光科技），坐落在美丽的旅游城市---杭州，成立于2001年。本公司专业生产多功能医用胶片，pet材质，用于医院彩超、b超、胃镜、ct、dr、mri等检查。此款胶片可全彩出片，不怕光，不怕热，手感细腻，成像精度高，可避免传统胶片因二次曝光产生灰雾度变异的弊端。

特点：

1. 经济：采购成本低廉
2. 环保：胶片采用水性配方，不含卤化银、显色剂等有害物质，对环境人体无害
3. 高兼容性：超声胶片可适用于各品牌彩色激光或喷墨打印机，放射科可连接各品牌ct/cr/dr工作站
4. 易保存：常温状态的普通储藏室即可
5. 使用方便：可在明室出片，诊断时无需观片灯，并可在胶片上直接书写
6. 快速：激光出片速度可达15张/分钟，喷墨出片速度最大尺寸3分半一张，大大增加了工作效率，降低人力成本。

梅清牌医用胶片主要使用科室：

图文报告：b超室，超声科（三维、四维超声）妇科（妇科b超）肠胃室（超声内镜、电子胃镜）耳鼻咽喉科，普外科（肝脏、胆道、胰腺、胃肠、肛肠）

医学影像科：放射科，ct室，dsa室，cr，dr，mri核磁共振成像，三维重建。

梅清牌超声科室图文报告与传统打印纸报告区别：

传统打印纸报告：纸产品不防水，特别是我国南方梅雨季节容易受潮。不耐撕，容易破损，经常拿在手上，易留污迹，容易褶皱，颜色新旧程度变化较大。彩色图像打印效果分辨率偏低 600*600dpi，视觉效果差。

梅清超声胶片：医用胶片防水，不受潮，产品耐撕耐磨，不受损，不褪色。经常拿在手上，不会褶皱，不易留污迹，使用彩色激光打印机或喷墨打印机输出，图像分辨率高，可达到2400*1200dpi，视觉效果大大提升，同时产品也会带来层次感。报告储存时间长，时间为10年以上，可使用铅笔、普通圆珠笔、记号笔签名。

例如：有孕妇初为人母，有心记录胎儿的成长过程，检查三维彩超后，希望图片不褪色，以及报告能永久保存，使用梅清超声医用胶片完全可满足此要求。

梅清放射科医学影像胶片与传统胶片区别：

传统医学影像胶片：相机、胶片成本高，传统含银胶片，容易导致环境污染。需暗室操作，药水清洗等过程，出片速度慢。

本产品省去了传统银盐产品显定影冲洗加工程序，彻底消除了传统冲洗加梅清放射科多功能医用胶片：产品利润高，打印相机与胶片成本低，工废药液对环境的污染。无需暗室操作，医院工作人员眼睛不再受威胁。使用梅清相机输出打印，无需等待，即打即取，增加工作效率。