

医用标本冷藏柜-手术标本冰柜

产品名称	医用标本冷藏柜-手术标本冰柜
公司名称	北京福意电器有限公司
价格	.00/台
规格参数	特点:双系统恒温 库存:现货 品牌:福意联
公司地址	北京市平谷区兴谷经济开发区兴谷路20号
联系电话	13910804793 13910851212

产品详情

医用标本冷藏柜-手术标本冰柜简单介绍 有效判断医用冷藏箱的办法是在箱体内放置一支温度计，待运行设备一段时间后取出读数，若设备表显读数和温度计读数一致，一般可认为冷藏箱运用正常。但这支温度计应当能够测量20 以下的温度，一般的体温水银温度计不适用，适用的温度计会刻有其有效区间，只要包含保存条件区间即可，如保存条件是2-8 ，温度计刻有0-10 区间，则这支温度计适用。可以放进冰箱低温保存的药品有胰岛素注射液，重组人干扰素，多柔比星注射液，益生菌及血液制品等。1. 胰岛素注射液：没有开封的胰岛素需要在2~8 的条件下进行冷藏保存，并避光保存。已开封的胰岛素要在室温下保存，但只能保存4~6周。2.重组人干扰素：这类药物需要在2~8 的低温条件下进行保存，并保持避光和干燥。不适当的保存可能会影响其药理作用，从而影响其药效。3.多柔比星注射液：这类药物需要在2~8 的温度保存，并要求环境密闭和避光。因此，可以将它们放在冰箱的冷藏室中。4. 益生菌制剂：大部分益生菌制剂需要低温保存，以确保其药效。为了避免阳光直射，益生菌制剂应该被保存在2~10 的环境下。5.血液制品：低温环境可以保持血液中细胞的活性。一般来说，血液制品应该储存在2 ~6 的低温环境中。

请注意，需要低温保存的药物不能随意放在室温或冷冻环境下保存，以免影响其特性。医用标本冷藏柜-

手术标本冰柜特征（选配） 1.人性化设计:操作简单,使用方便.2.控温范围:2-48 /0-100 可调控.

3.双层透明保温玻璃门、箱内照明系统使箱体内部一目了然.

4.精度电脑温度控制系统:箱体内部2个温度传感器,能够保持箱体内部温度 ± 1 精确稳定.

5.智能控制风扇强制冷气循环系统,确保箱体内部温度均匀性.

6.大屏幕液晶显示,可自由调节温度设定值,温度控制精度1 .

7.门框双锁控制,自动报警功能,物品存放更安全。 企业介绍--北京福意电器有限公司是从事医用恒温加温，移动冷藏设备的专业企业介绍。我公司本着信誉第一、质量至上的原则，竭诚为各界朋友服务。