

低温冲击镇痛治疗仪-创新科技

产品名称	低温冲击镇痛治疗仪-创新科技
公司名称	河南煜博医疗器械制造有限公司
价格	.00/台
规格参数	一键启动:设备一键启动，方便、快捷 CO2输送管长度: 1000mm 主机材质:钣金材质
公司地址	郑州经济技术开发区经北一路16号2号楼综合楼3层
联系电话	17337773193 17337773193

产品详情

低温冲击镇痛治疗仪-创新科技

设备一键启动，方便、快捷

CO2输送管长度： 1000mm

主机材质：钣金材质

河南煜博生物科技有限公司在研发和生产医疗器械方面拥有多年经验，我们引以为傲的低温冲击镇痛治疗仪-创新科技将给您带来意想不到的舒适体验。这款治疗仪器具有一键启动功能，旨在为用户提供简单、方便及高效的使用体验。无需繁琐的设置和操作，只需轻轻按下按钮，设备即可立即启动。

工作原理：采用新的超低温治疗技术，将-78 的液态CO2向受损组织喷射，在治疗区域形成干冰微晶，干冰升华转变为气体吸收大量的热量，使受损组织及组织周围环境的温度迅速下降，在30秒内将治疗区域温度骤降到4 以下，产生温度冲击效应，引起神经肌肉系统和血液淋巴系统的综合性反应，快速达到降温、镇痛、止血、消肿、抗炎、消除肌肉紧张等效果

我们的低温冲击镇痛治疗仪配备的CO2输送管长度超过1000mm，保证了治疗仪器的灵活性和应用范围，使用户可以在不同的治疗场景中自由操作。无论是治疗过程中需要较大的空间范围，还是需要远距离的输送，我们的设备都能满足您的需求。

为了保证产品的质量和使用寿命，我们特地选择了钣金材质作为主机材料。钣金材质具有优异的耐腐蚀性和强度，可以有效保护内部组件免受外界环境的影响。无论是在高温或湿度较高的环境下，还是在长时间使用后，我们的低温冲击镇痛治疗仪都能保持稳定的工作状态，为用户提供长久的服务。

除了以上几个主要优点，我们的低温冲击镇痛治疗仪还具有一些可能被忽略的细节和知识。例如，在一

键启动功能中，我们采用了智能控制技术，能够在设备启动时自动检测并进行故障排除。这一特性可以节省用户的时间和精力，使得治疗过程更加顺利和高效。

此外，CO2输送管的长度对于治疗仪的使用也有着重要的影响。较长的输送管不仅可以扩大设备的使用范围，还能减轻用户的操作难度。在某些特殊情况下，用户可能需要进行远距离的治疗，此时较长的输送管可以让用户更加自由地操作设备，提高治疗的准确性和效果。

智能控制技术

节省时间和精力

设备使用范围扩大

操作更加自由

提高治疗准确性和效果

对于主机材质的选择，我们也考虑了许多因素。钣金材质不仅具有较高的强度和硬度，还能在保证设备坚固性的降低整体重量，使得低温冲击镇痛治疗仪更加便携，方便携带和使用。

河南煜博生物科技有限公司一直致力于为用户提供高品质和创新的医疗器械产品。我们的低温冲击镇痛治疗仪-创新科技将是您治疗疼痛和舒缓不适的理想选择。通过一键启动、CO2输送管长度 1000mm和钣金材质主机等多个方面的设计和考虑，我们的产品将为您带来卓越的治疗效果和舒适体验。

如果您对我们的产品感兴趣或有任何疑问，请随时联系我们。我们将竭诚为您提供详细的产品信息和优质的客户服务。