

对苯二酚含量测定，对苯二酚检测机构

产品名称	对苯二酚含量测定，对苯二酚检测机构
公司名称	北京清析技术研究院
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	北京市海淀区王庄路1号B座6层7-C房间
联系电话	19826559728 19826559728

产品详情

对苯二酚含量测定，对苯二酚检测机构

对苯二酚气相检测方法

对苯二酚气相检测方法

1. 样品制备。将需要检测的对苯二酚样品溶解在适当的溶剂中，或者将固态的样品加入进样瓶。

2. 仪器设置。根据样品性质和检测要求设置气相色谱的流速、进样量、柱温等参数。

对苯二酚气相检测方法

1. 样品制备。将需要检测的对苯二酚样品溶解在适当的溶剂中。

2. 仪器设置。根据要求进行气相色谱仪和质谱仪的参数设置。

对苯二酚气相检测方法

对苯二酚检测标准举例

- 1、KS M 8407-2006(2018 对苯二酚
- 2、GB/T 23959-2009 工业用对苯二酚
- 3、PN C99057-1953 摄影用对苯二酚(对二羟基苯)
- 4、IRAM 17 718-1961 摄影用对苯二酚
- 5、CNS 1749-1968 化学试药（对苯二酚）
- 6、STAS 10503-1976 对苯二酚，技术等级
- 7、DB37/T 3036-2017 化妆品中邻苯二酚、间苯二酚、对苯二酚的测定 高效液相色谱法
- 8、QB 2395-2007 食品添加剂 特丁基对苯二酚
- 9、GB/T 22392-2008 摄影 加工用化学品 对苯二酚

对苯二酚含量测定，对苯二酚检测机构

化妆品分析检测5. 美白化妆品中对苯二酚、对苯二酚醚和皮质类固醇的鉴定和测定的HPLC/UV方法

地址: 福建省厦门市思明区软件园二期观日路111号 电话: 0592-5511111 邮编: 361021 网址: www.fujian.com