

样品冷藏柜-实验试剂样品保存

产品名称	样品冷藏柜-实验试剂样品保存
公司名称	北京福意电器有限公司
价格	.00/台
规格参数	特点:双系统恒温 库存:现货 品牌:福意联
公司地址	北京市平谷区兴谷经济开发区兴谷路20号
联系电话	13910804793 13910851212

产品详情

样品冷藏柜-实验试剂样品保存公司介绍 本品原包装未开瓶在20 -30 温度范围内储存到标签上所注明的日期是稳定的。冰冻或冷藏都不会对产品的稳定性造成不良影响。 分散溶解后瓶中悬浮液的稳定性：本品分散溶解后应立即使用，但如有需要而未能立即使用时，将含悬浮液的药瓶放回原包装中以避免光照并放在2 -8 冰箱内，优良长可保存8小时。

分散溶解后输液袋中悬浮液的稳定性：按要求配制的悬浮液从药瓶中转移到输液袋后应立即使用。

样品冷藏柜-实验试剂样品保存介绍 应进冰箱的药品针剂：主要是糖尿病患者使用的胰岛素。如果外出，胰岛素可保存在室温25 以下，时间大约6周。 搽剂：使用后应拧紧瓶盖，放置于冰箱中冷藏。 外用药品：滴眼液、滴鼻液、滴耳液、洗剂和漱口液等。 混悬剂：以粉末状盛装在容器内的药品，在未冲泡的状态下，室温下的保存期为标示的有效期。一旦加水后，其保存期限已缩短，一般不超过15天，因此应该放置在冰箱中冷藏。 栓剂：栓剂因气温过高可出现软化而不易使用，在夏天高温时，栓剂可放置在冰箱中，或使用前放入冰箱，等硬化后取出使用。 样品冷藏柜-实验试剂样品保存功能：企业介绍--北京福意电器有限公司1999年成立以来，专业致力于低温设备的研制、开发、制造。公司拥有一批专业研制开发双机复叠式制冷、单机自动复叠式制冷设备的设计人员队伍，拥有低温制冷系统专利技术。同时，企业介绍通过了ISO9001、CCC等质量认证体系，是国内在低温领域制造最早、品种最多、技术最强的技术企业介绍。多年来，福意联依靠，严谨的质量管理体系，科学的流程，合理有效的保证了产品质量，公司还可以灵活、地根据用户的要求为用户设计各种专用的仪器设备，产品设计更加个性化；公司本着“以德敬人、以诚立人”的企业宗旨，一如既往地为广大国内外用户服务。