

手术室用加温柜-生理盐水保温柜

产品名称	手术室用加温柜-生理盐水保温柜
公司名称	北京福意电器有限公司
价格	.00/台
规格参数	特点:双系统恒温 库存:现货 品牌:福意联
公司地址	北京市平谷区兴谷经济开发区兴谷路20号
联系电话	13910804793 13910851212

产品详情

手术室用加温柜-生理盐水保温柜介绍加温箱是一种用于提供恒温环境的设备，常用于婴儿护理、实验室研究、生物制品储存等领域。它可以通过加热调节温度，提供适宜的环境条件，以确保物品或生物不受温度波动的影响。加温箱具有可调温度范围、定时控制和安全保护等功能，使其成为现代实验室和家庭护理的理想选择。层流集中送风装置：层流集中送风装置位于手术室净化送风系统的末端，是整个净化系统中最干净的部位，这一部位的好坏对净化系统空气洁净度指标影响很大，这一点需特别关注。

手术室用加温柜-生理盐水保温柜案例展示 手术室用加温柜-生理盐水保温柜 净化空调系统的维护与保养
1、手术前净化空调系统应提前0.5h开机，长时间不用的洁净手术室除做好风口的清洁工作外，应提前3h开机（留有足够的自净时间）；

2、每两周检查与保养机组，检查壁板，清洗内表面，每月检查皮带松紧，并根据情况作出调整；3、定期做好系统中过滤器的清洗更换工作，机组中粗效率器每1-2周清理或清洗1次，重复使用3次以上的粗效过滤器应及时更换，中效过滤器每3-4个月清理一次，重复使用3次以上需进行更换，末端高效过滤器每1-2年更换一次，在外界空气污染较大的情况下清洗和更换的次数需应增加，净化系统控制部分设有压差测试装置，当过滤器阻力值达到值时发生报警，此时应及时检查过滤器，必要时作出更换；4、天花送风网孔板和高效送风网罩也要定期清洗，可每月清洗一次，回风口滤网一般可用水清洗，晾干后再固定好，有时回风口滤网上会有一些丝线，可用吸尘器吸净；

净化空调系统机组应根据季节及室外温度变化即时切换。

主体分为四部分：电气控制系统，制冷系统、制热系统、显示系统。

箱体内部采用高密度聚氨酯整体发泡，具有重量轻、保温性能好等特点。

自动化霜功能，适合高温高湿地区，外门防凝露技术的应用，85%湿度无凝露 微电脑温度控制器，数码显示、控温精度高，具有高低温报警、温感器故障报警和安全锁功能，防止出现意外。

精准温感探头，自动显示箱体内部温度，便于随时观察箱体内温度变化。制冷系统与制热系统匹配合理，采用强制空气循环，确保箱体恒温无死角。降温或制热速度快，设定的温度在短时间里，即可达到设置温度要求。使用三层高强度中空玻璃，中间层为真空处理，保温效果好，透明度高，便于随时观察箱体内部存放的物品。手术室用加温柜-生理盐水保温柜 企业介绍--北京福意电器有限公司具有强烈的产品质量意识、雄厚的技术力量、完备的生产条件、严密的内部管理。产品广泛应用于纺织、冶金、化工、轻工、农业、医疗、大专院校和国防科研部门；公司本着“服务求生存，质量求发展”的经营理念。承诺向顾客不断提供“质更好、量更大、价更廉、服务佳”的产品。同时，为方便用户采购实验室仪器，

我公司还精选代理了一批国内外优秀企业的产品。