

## 溶解甘露醇结晶设备 甘露醇加热柜

产品名称	溶解甘露醇结晶设备 甘露醇加热柜
公司名称	北京福意电器有限公司
价格	72700.00/台
规格参数	介绍:福意联医用恒温箱 温度:2-48 /0-100 容积:50-150-430-1028升
公司地址	北京市平谷区兴谷经济开发区兴谷路20号
联系电话	13811305308 13811237849

## 产品详情

溶解甘露醇结晶设备 甘露醇加热柜相关-给予盖被保温,观察组在对照组基础上给予水循温毯联合输液加温。比较两组凝血指标(包括PT、APTT、TT)、体温变化、术中液体输注情况、苏醒质量、低体温发生率、寒战发生率及手术部位感染(SS I)发生率。结果:术毕,观察组PT、APTT、TT均低于对照组( $P < 0.05$ ),体温高于对照组( $P < 0.05$ ),复苏时间及苏醒时间均少于对照组( $P < 0.05$ ),输血量、输入胶体液总量及输入晶体液总量均少于对照组( $P < 0.05$ ),低体温、寒战及SSI发生率均低于对照组( $P < 0.05$ )。结论:采用水循温毯联合输液加温对开颅手术患者进行术中保温,有利于改善凝血功能,维持体温恒定,减少低体温、寒战及SSI的发生率。

溶解甘露醇结晶设备 甘露醇加热柜产品用途-

福意联医用加温箱,用于医用盐水,腹透液,冲洗液,甘露醇等等37度~42度加温,保温等,避免病人在使用药品时因温差引起的副作用。适用于医用手术室、输液室、急诊科、输血室、放射科等科室。

溶解甘露醇结晶设备 甘露醇加热柜产品参数:

溶解甘露醇结晶设备 甘露醇加热柜相关-

——术中保温与液体加温在长时间手术、心脏手术、大量体腔冲洗、或者需要大量输血输液的手术中,我们会使用到液体加温以保持病人体温稳定,预防和治疗围术期寒颤。术中低体温是和手术中常见的并发症之一,特别是长时间手术、大手术、老年人和小儿手术后尤易发生。体温在手术中的任何时间点 $<36$

，称为术中低体温。据报道，术中低体温的发生率可达到50%~70%。虽然低体温可以降低机体代谢率，减少耗氧量，增加组织器官对缺血、缺氧的耐受力，但也可导致多种并发症，如引起术后寒战、增加切口感染率和心血管并发症、凝血功能异常、苏醒延迟等，给患者的手术安全带来不利影响。因此，维持患者术中体温正常是保证手术成功、降低术后并发症的重要措施之一。< span="">感染率和心血管并发症、凝血功能异常、苏醒延迟等，给患者的手术安全带来不利影响。因此，维持患者术中体温正常是保证手术成功、降低术后并发症的重要措施之一。

溶解甘露醇结晶设备 甘露醇加热柜