

洁盟实验室用超声波清洗机

产品名称	洁盟实验室用超声波清洗机
公司名称	深圳洁盟超声波清洗设备有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:洁盟 型号:JP-010S
公司地址	深圳市宝安区沙井步涌工业区C区5栋
联系电话	075529784256 13544210869

产品详情

传统的清洗方法纯属于手工清洗。然而对于无机械清洗设备或者精密、复杂机械的清洗和有机物污染较重机械的只是初步处理。并未能达到理想化的效果。那么，随着科学的进步，人们生活质量的提高，观念上的转变，对医疗清洗以及灭菌上要求越来越高。目前，各国健康科学中心最新一项研究显示，超声波这几技术被人们广泛的发开已经应用，在对清洗医疗器械上得到一致的认可，不仅可以达到消毒、灭菌的理想化得状态，还可以减少工作场地、清洗时间、以及清洗的成本。

深圳洁盟jp-010s实验室清洗机,实验室超声波清洗机，可用于各大学或研究机构清洗清洁工作，可快速清除器械上的污渍，并达到消毒杀菌的作用！

实验室清洗机,实验室超声波清洗机主要特点:可使用普通自来水、酒精、溶剂清洗；清洗效果显著；有效消毒杀菌；数码液晶控制开机时间；防水性能大大改进，产品更加安全持久。

实验室清洗机,实验室超声波清洗机规格列表 40,000 hz

内胆材料：全不锈钢冲压槽 sus304
外壳材料：sus304
容量：2l
时间控制：数码控制液晶显示(1-30分钟)
电源：ac 100 ~ 120 v, 50 / 60 hz
ac 220 ~ 240 v, 50 / 60 hz
超声波功率：80 w, 1枚震头
加热功率：80 w
内胆尺寸：150 x 135 x 100 mm
外形尺寸：180 x 185 x 240 mm
包装尺寸：255 x 245 x 275 mm

n.w. 2.2 kg

g.w. 2.6 kg

产品认证：
洁盟产品，清洁工作的好帮手！

传统的清洗方法纯属于手工清洗。然而对于无机械清洗设备或者精密、复杂机械的清洗和有机物污染较重机械的只是初步处理。并未能达到理想化的效果。那么，随着科学的进步，人们生活质量的提高，观念上的转变，对医疗清洗以及灭菌上要求越来越高。目前，各国健康科学中心最新一项研究显示，超声波这几技术被人们广泛的发开已经应用，在对清洗医疗器械上得到一致的认可，不仅可以达到消毒、灭菌的理想化得状态，还可以减少工作场地、清洗时间、以及清洗的成本。

深圳洁盟jp-010s实验室清洗机,实验室超声波清洗机，可用于各大学或研究机构清洗清洁工作，可快速清除器械上的污渍，并达到消毒杀菌的作用!

实验室清洗机,实验室超声波清洗机主要特点:

可使用普通自来水、酒精、溶剂清洗;

清洗效果显著;

有效消毒杀菌;

数码液晶控制开机时间;

防水性能大大改进，产品更加安全持久。

实验室清洗机,实验室超声波清洗机规格列表：

超声波频率：40,000 hz

内胆材料：全不锈钢冲压槽 sus304

外壳材料：sus304

容量：2l

时间控制：数码控制液晶显示(1-30分钟)

电源：ac 100 ~ 120 v, 50 / 60 hz

ac 220 ~ 240 v, 50 / 60 hz

超声波功率：80 w, 1枚震头

加热功率：80 w

内胆尺寸：150 x 135 x 100 mm

外形尺寸：180 x 185 x 240 mm

包装尺寸：255 x 245 x 275 mm

n.w.2.2 kg

g.w.2.6 kg

产品认证：

洁盟产品，清洁工作的好帮手!