## 洁盟实验室用超声波清洗机

产品名称	洁盟实验室用超声波清洗机
公司名称	深圳洁盟超声波清洗设备有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:洁盟 型号:JP-010S
公司地址	深圳市宝安区沙井步涌工业区C区5栋
联系电话	075529784256 13544210869

## 产品详情

传统的清洗方法纯属于手工清洗。然而对于无机械清洗设备或者精密、复杂机械的清洗和有机物污染较重机械的只是初步处理。并未能达到理想化的效果。那么,随着科学的进步,人们生活质量的提高,观念上的转变,对医疗清洗以及灭菌上要求越来越高。目前,各国健康科学中心最新一项研究显示,超声波这几技术被人们广泛的发开已经应用,在对清洗医疗器械上得到一致的认可,不仅可以达到消毒、灭菌的理想化得状态,还可以减少工作场地、清洗时间、以及清洗的成本。

深圳洁盟jp-010s实验室清洗机,实验室超声波清洗机,可用于各大学或研究机构清洗清洁工作,可快速清除器械上的污渍,并达到消毒杀菌的作用!

实验室清洗机,实验室超声波清洗机主要特点: 可使用普通自来水、酒精、溶剂清洗; 清洗效果显著; 有效消毒杀菌; 数码液晶控制开机时间;

防水性能大大改进,产品更加安全持久。

实验室清洗机,实验室超**造规**滤机规格列表 40,000 hz

内胆材料: 全不锈钢冲压槽 sus304

外壳材料: sus304 容量: 21

时间控制: 数码控制液晶显示(1-30

分钟)

电源: ac 100~120 v, 50 / 60 hz

ac 220 ~ 240 v. 50 / 60 hz

超声波功率: 80 w, 1枚震头

加热功率: 80 w

内胆尺寸:150 x 135 x 100 mm外形尺寸:180 x 185 x 240 mm包装尺寸:255 x 245 x 275 mm

n.w. 2.2 kg g.w. 2.6 kg

产品认证:

洁盟产品,清洁工作的好帮手!

传统的清洗方法纯属于手工清洗。然而对于无机械清洗设备或者精密、复杂机械的清洗和有机物污染较重机械的只是初步处理。并未能达到理想化的效果。那么,随着科学的进步,人们生活质量的提高,观念上的转变,对医疗清洗以及灭菌上要求越来越高。目前,各国健康科学中心最新一项研究显示,超声波这几技术被人们广泛的发开已经应用,在对清洗医疗器械上得到一致的认可,不仅可以达到消毒、灭菌的理想化得状态,还可以减少工作场地、清洗时间、以及清洗的成本。

深圳洁盟jp-010s实验室清洗机,实验室超声波清洗机,可用于各大学或研究机构清洗清洁工作,可快速清除器械上的污渍,并达到消毒杀菌的作用!

实验室清洗机,实验室超声波清洗机主要特点:

可使用普通自来水、酒精、溶剂清洗;

清洗效果显著:

有效消毒杀菌:

数码液晶控制开机时间:

防水性能大大改进,产品更加安全持久。

实验室清洗机,实验室超声波清洗机规格列表:

超声波频率:40,000 hz

内胆材料:全不锈钢冲压槽 sus304

外壳材料:sus304

容量:21

时间控制:数码控制液晶显示(1-30分钟)

电源:ac 100~120 v, 50 / 60 hz

ac 220 ~ 240 v, 50 / 60 hz

超声波功率:80w,1枚震头

加热功率:80 w

内胆尺寸:150 x 135 x 100 mm

外形尺寸: 180 x 185 x 240 mm

包装尺寸: 255 x 245 x 275 mm

n.w.2.2 kg

g.w.2.6 kg

产品认证:

洁盟产品,清洁工作的好帮手!