

正丁醚 医药级 溶剂 清洗剂 电子 橡胶行业

产品名称	正丁醚 医药级 溶剂 清洗剂 电子 橡胶行业
公司名称	济南世纪通达化工有限公司
价格	20000.00/吨
规格参数	品牌:世纪通达 包装:155kg/桶 CAS登录号:142-96-1
公司地址	济南市市中区经四路万达广场B座
联系电话	15194176855 15098951629

产品详情

正丁醚是无色液体。微有气味;微溶于水,溶于二氯丙烷、汽油,可混溶于乙醇;相对密度(水=1)0.77;相对密度(空气=1)4.48;性质稳定;高闪点易燃液体;主要用作溶剂,用于有机合成。

中文名丁醚

英文名Butyl ether

别称二丁醚;正丁醚

化学式C₈H₁₈O ; CH₃(CH₂)₃O(CH₂)₃CH₃

分子量130.23

CAS登录号142-96-1

EINECS登录号205-575-3

熔点-95

沸点141

水溶性0.03 g/100 mL (20)

密度相对密度(水=1)0.77

闪点25

作为一种医药级溶剂和清洗剂，世纪通达正丁醚在电子行业具有重要的应用。它可以用作半导体材料的制备和清洗，可有效去除杂质和污染物，提高半导体器件的性能。此外，正丁醚还可用于印刷电路板的清洗和溶剂中间体的合成。

它被广泛用作橡胶制品的溶解剂，具有良好的溶解性和稳定性，可用于制造胶带、密封件和橡胶泡沫等产品。正丁醚还可以作为橡胶材料的脱模剂，使橡胶制品易于脱模，并提高产品的表面光洁度。

世纪通达正丁醚的品牌保证了产品的质量和可靠性。作为济南世纪通达化工有限公司的自有品牌，我们以高质量的产品和优质的服务赢得了广大客户的信任。世纪通达正丁醚的包装规格为155kg/桶，精心设计的包装能够有效保护产品的完整性，确保产品在运输和储存过程中不受损害。

CAS登录号142-96-1是正丁醚的唯一标识符，在正丁醚的使用和销售过程中起到了重要的作用。它是化学品注册系统（CAS）所分配的全球唯一编号，有助于产品的溯源和识别。客户可以通过CAS登录号确认产品的准确性和合法性，确保购买到正货。

除了以上介绍的属性，世纪通达正丁醚还有一些可能被忽略的细节和知识。例如，正丁醚在运输和储存过程中需要避免与氧气和明火接触，以防止火灾和爆炸。此外，正丁醚对皮肤和眼睛有刺激性，使用时需要注意个人防护措施，如佩戴防护手套和护目镜。

在购买世纪通达正丁醚时，客户可以通过我们的网站或直接联系我们的销售团队获取更多详细信息。