

浓缩型冰雕液中山汤氏玻璃有限公司

| | |
|------|-----------------------------|
| 产品名称 | 浓缩型冰雕液中山汤氏玻璃有限公司 |
| 公司名称 | 中山汤氏玻璃有限公司 |
| 价格 | 14.00/kg |
| 规格参数 | 品牌:中山汤氏玻璃有限公司 型号:TBS |
| 公司地址 | 中山市三乡镇白石村文华东路60号首层 |
| 联系电话 | 86-076085880938 13590789273 |

产品详情

浓缩型冰雕液

浓缩型冰雕液，最大的特点就是浓度高，使用前可以一比一兑水稀释，相对普通型的冰雕液更为划算，而且冰凌效果明显，立体感更强烈。

一、工艺设备

- 1、药水箱及其他材料要求用pp或者pvc材料，药水箱要求使用pp板或者pvc8mm-10mm厚度。
- 2、机械抽水泵要求用耐酸泵。
- 3、整个设备要求尽量密封。由于冰雕液或浓缩液具有一定的挥发性，所以盖子和四周边框的结合处应具备密封性。
- 4、药水箱尺寸、规格按客户要求定做。

二、药液配比

冰雕浓缩液：水=1:1（熟化24小时）浓缩液：旧药液：=1:5（4-12小时）

刚加入水的药水会发热，待药水的温度到常温时再使用（建议提前一天配置好），用一段时间药水的药力下降时，需按配比添加浓缩液。