

# 超高分子量聚乙烯纤维化学纤维溶剂残留量的测定

产品名称	超高分子量聚乙烯纤维化学纤维溶剂残留量的测定
公司名称	深圳市华瑞测科技有限公司
价格	15.00/件
规格参数	厂家:华瑞测 型号:CGK15 周期:3-7天
公司地址	中国深圳龙岗区横岗街道富利时路3号
联系电话	0755-23093158 13684912512

## 产品详情

芳纶纤维与碳纤维、超高分子量聚乙烯纤维并称世界三大高科技纤维，具有高强高模、耐高温、耐摩擦、阻燃、尺寸稳定性好等特点。 检测范围

长丝、捻线、短纤、预浸料、短切纤维、电气绝缘用芳纶纸、蜂窝芯材用纤维纸等。

检测标准 GB/T 41671-2022 化学纤维 溶剂残留量的测定 GB/T 35442-2017

对位芳纶短纤维 GB/T 31889-2015 间位芳纶短纤维 DB51/T 1916.3-2014

芳纶 纤维试验方法 第3部分：水分含量 DB51/T 1916.5-2014 芳纶 纤维试验方法

第5部分：复丝悬垂度 DB51/T 1916.2-2014 芳纶 纤维试验方法 第2部分：单丝直径

DB51/T 1916.1-2014 芳纶 纤维试验方法 第1部分：线密度及密度 DB51/T 1916.4-2014

芳纶 纤维试验方法 第4部分：上浆剂含量 DB51/T 1916.6-2014 芳纶 纤维试验方法

第6部分：断裂强度、断裂伸长率和模量 GB/T 2910.26-2017 纺织品 定量化学分析

第26部分：三聚氰胺纤维与棉或芳纶的混合物(热甲酸法) GB/T 30310-2022

浸胶帘线、纱线和线绳附胶量测定的试验方法