

甘露醇溶解机器

产品名称	甘露醇溶解机器
公司名称	北京福意电器有限公司营销部
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	北京市平谷区兴谷经济开发区兴谷路20号
联系电话	13910804756 13910804756

产品详情

北京福意电器有限公司是一家高科技恒温冷藏设备制造企业。我们借鉴德国 优异的压缩机制冷和十多年的制造管理经验，以及一批立志于创新开发的科技人员和高素质的员工队伍,一直致力于精密的温度控制的保存设备的设计开发，为广大科技企业、医疗机构、高等院校及其他潜在客户提供优良的恒温冷藏保存设备，创造精美事业。

甘露醇溶解机器用途：

在临床上,常遇到有结晶的甘露醇。以前是将溶液放入热水中,然后取出用力摇,费时费力,甚加热煮沸,有时遇到难溶解的,需几小时都不能*溶解,经常导致瓶签破损,甚瓶身破裂。福意联甘露醇恒温箱，作为新型溶解甘露醇结晶设备，微电脑控温，优良PTC陶瓷加热，温度均匀稳定，不损坏瓶体及药性，方便可靠。3已经在各大广泛使用。

甘露醇溶解机器参数：

商品型号	功率	外形尺寸	商品容量	温度范围
FYL-YS-150L	100W	595*570*865mm	150L	2-48
FYL-YS-230L	160W	595*590*1215mm	230L	2-48
FYL-YS-280L	160W	595*570*1445mm	280L	2-48
FYL-YS-310L	160W	515*530*1185mm	310L	2-48
FYL-YS-430L	160W	595*680*1805mm	430L	2-48
FYL-YS-151L	120W	595*565*860mm	150L	0-100
FYL-YS-281L	160W	595*565*1440mm	280L	0-100
FYL-YS-431L	220W	595*675*1795mm	430L	0-100
FYL-YS-828L	360w	1267*680*1818mm	828L	2-48
FYL-YS-1028L	360w	1267*680*2105mm	1028L	2-48

甘露醇加温输液，温度范围是多少？

文献报道，静脉输液温度最低限15℃，最高35℃。当液体维持在最低限时，发生静脉炎的几率较高，患者的感觉症状也较重，可供输液使用血管数减少；温度过高，会引起血管内血液中蛋白质变性，血细胞死亡。

研究发现，20%甘露醇注射液在静脉滴注过程中恒温加热35℃，可以使静脉血管明显扩张，缓解局部穿刺时因疼痛而引起的血管痉挛；同时又可防止大分子物质沉积于血管内侧壁，从而减缓或减弱其诱发血管内皮细胞产生凋亡，减少对血管内皮细胞的直接损害，减轻对静脉的刺激，对静脉具有良好的保护作用。

甘露醇溶解机器产品特点：

- 1.透明玻璃门,适用范围广。
- 2、采用无氟制冷、优良压缩机，质量保证
- 3、嵌入式设计,可并排放在台阶下面或并排放在台面上，节省空间
- 4、体积小，方便搬动
- 5、温度可调控，可在2~48度调节
- 6、大手把，可方便的开门
- 7、屏幕加锁设计，安全
- 8、下部有底脚，可方便的调平箱体
- 9、内部采用LED直流灯，光线柔和，安全，省电
- 10、内部采用直流风机，箱内温度均匀，波动小，噪声低(40dB(A)，省电(0.4kWh/24h)

11、可调搁架，方便存放不同类的物品

12、覆塑钢板，耐腐蚀易清理。