

甘露醇恒温器 结晶甘露醇恒温器

产品名称	甘露醇恒温器 结晶甘露醇恒温器
公司名称	北京福意电器有限公司
价格	70804.00/台
规格参数	介绍:福意联医用恒温箱 温度:2-48 /0-100 容积:50-150-430-1028升
公司地址	北京市平谷区兴谷经济开发区兴谷路20号
联系电话	13811305308 13811237849

产品详情

甘露醇恒温器 结晶甘露醇恒温器相关-

以前遇到有结晶的甘露醇，就放入热水中，然后取出用力摇，费时费力，甚至加热煮沸，有时遇到难溶解的，需几小时都不能完全溶解，并且经常导致瓶签破损，甚至瓶身破裂。福意联经营的甘露醇加温柜可批量加热瓶装（或袋装）甘露醇注射液，操作简单，使用方便。

甘露醇恒温器 结晶甘露醇恒温器产品参数：

1、先确认恒温箱工作状态正常，机器使用及外部供电正常稳定。2、根据箱体大小放入相应的液体药品的数量，摆放不应太过密集，确保恒温箱箱体内空气正常流通。特别说明：放入之前应确保液体药品包装完好不破损。3、放入药品后设置温恒温箱的温度为37度，并按锁制键，以免误操作引起温度过高或过低，造成不必要的危害。4、根据液体药品的使用量和液体药品的低温程度来合理安排放入数量和时间。建议：提前放入，随用随取，随取随加。

甘露醇恒温器 结晶甘露醇恒温器公司说明-甘露醇是一种己六醇，因溶解时吸热，有甜味，对口腔有舒服

感，故更广泛用于醒酒药、口中清凉剂等咀嚼片的制造，其颗粒型作直接压片的赋形剂。甘露醇可用作*片的基料。指导意见：用于治疗各种原因引起的脑水肿，降低颅内压，防止脑疝。可有效降低眼内压，应用于其他降眼内压药效时或眼内手术前准备。甘露醇是通过提高血液的渗透压来达到脱水与利尿的作用。建议中小量高血压性脑-患者，发病24小时内不宜盲目使用常规剂量甘露醇脱水治疗，以免使血肿扩大，加重病情。而应根据脑压情况，临床医生在综合治疗的基础上，合理应用甘露醇。甘露醇恒温器
结晶甘露醇恒温器