

4至58度恒温柜-FYL-YS-281L型

产品名称	4至58度恒温柜-FYL-YS-281L型
公司名称	北京福意电器有限公司
价格	.00/台
规格参数	特点:双系统恒温 库存:现货 品牌:福意联
公司地址	北京市平谷区兴谷经济开发区兴谷路20号
联系电话	13910804793 13910851212

产品详情

4至58度恒温柜-FYL-YS-281L型 以前遇到结晶的甘露醇，临床常用溶解方法为：放入热水中，温度越高溶解速度越快，然后取出用力摇，使结晶分散开加速溶解，费时又费力。或者使用微波炉加热煮沸的方法，温度根本无法控制，结晶融化后的甘露醇温度过高不能立即使用，且需降至一定温度，而且有时遇到难溶解的，需几小时都不能完全溶解，无法满足医院基本需求，而且这些方法容易使瓶身标签破损、脱落，甚至瓶体破裂，给临床造成极大的不方便。以往在冬天，患者输注常温甘露醇的时候常诉疼痛难忍，然而在输注加温37℃的甘露醇后疼痛减轻，不良反应也减少，达到了一种明显的治疗效果。恒温箱是一种快速、高效、安全的结晶溶解器，在快速溶解结晶的同时还能恒温保存甘露醇注射液，防止后期再次结晶，随拿随用，易操作，方便临床，省事省心，更保证了病人的用药安全，使患者在寒冷的冬天感受到一丝温暖。

- 01.电子温控器精确控制，温度LED大屏幕数字显示，箱内温度2 ~48 可调
- 02.采用独立精度传感器控制、显示、报警确保出线传感器故障不影响正常使用
- 03.微电脑控制，数字温度显示精度1℃，箱内温度控制在2 ~48℃范围内
- 04.开机延时保护，避免同时启动造成电流过大影响其他设备及线路故障
- 05.无霜设计，不需人工或者设备自动除霜
- 06.箱体节能照明灯使箱体内部一目了然
- 07.内置环保电钮扣电池，断电报警
- 08.防凝露玻璃门设计，带锁结构，安全可靠，可在温湿的环境下使用
- 09.此产品可嵌入式，可将产品直接嵌入在壁橱或墙壁中，不占用多余空间
- 10.压缩机：采用全效压缩机，运转平衡，噪音低，使用寿命长。

4至58度恒温柜-FYL-YS-281L型 当您进入福意联产品页面的这一刻，相信您已经仔细浏览了我们的产品页面以及相关文章，再此福意联所有员工向您表示深深的感谢!感谢您对我们的信任，我们将竭诚为您服务。