

卫生巾背胶剥离强度测试仪*技术参数

产品名称	卫生巾背胶剥离强度测试仪*技术参数
公司名称	济南三泉中石实验仪器有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:三泉中石 型号:BZY-50S 产地:山东济南
公司地址	山东省济南市市中区阳光新路绿地泉景雅园商务大厦1635室（注册地址）
联系电话	0531-67813036 15665715386

产品详情

卫生巾背胶剥离强度测试仪*技术参数

背胶剥离强度指的是产品背胶粘贴牢固的情况，背胶剥离强度太大或太小均不利于使用，应控制在适当的范围内，既不轻易掉下来，又能在揭离时很容易撕下来而不撕裂背面薄膜。

适用于卫生巾、护垫背胶剥离强度测试，亦可用于卫生用品外包装的拉伸强度、撕裂强度、封口强度等性能测试。广泛应用于卫生用品企业、检测机构等单位。

技术特征

- 一台试验机集成拉伸、剥离、撕裂等多种独立的测试程序，为用户提供了多种试验项目选择
- 触摸屏显示,微电脑控制,实时显示测试过程曲线，直观明了
- 可实现1-500mm/min内试验速度的随意调整，满足不同实验对于试验速度的要求。
- 分级权限管理和数据查询功能,进入仪器操作必须用专用的用户名、密码进入，不同用户有不同使用权限，方便用户管理
- 限位保护、过载保护、自动回位、以及掉电记忆等智能配置，保证用户的操作安全
- 具有参数设置、打印、查看、清除、标定等多项功能

- 标准RS232接口，网络传输接口支持局域网数据集中管理与互联网信息传输
- 系统程序具备ISP在线升级功能，可提供个性化服务

技术参数

进口力量传感器	50N
精 度	0.5级
试验速度	1-500mm/min无级调速
位移精度	± 2%
试验宽度	80mm (其他夹具可定制)
行 程	600mm
主机外形尺寸	570mm × 430mm × 1170mm(长宽高)
重 量	78kg
环境温度	23 ± 2
相对湿度	80%，无凝露
工作电源	220V 50Hz

参照标准

GB/T 20810、GB/T 8939、GB 13022、GB 8808、GB 1040、GB 4850、GB/T 17200、GB/T 16578、GB/T 2792、QB/T 2358、QB/T 1130

产品配置

标准配置：主机、微型打印机、触摸屏、剥离夹具、配重坨、压板等

物理性检测仪器在我们的日常生活中扮演着重要的角色，它们可以帮助我们了解物体的属性、性能和状态。这些仪器利用各种物理现象，如压力，拉力等来检测物品，广泛应用于各个领域。常见的物理性检测仪器有很多，这些仪器具有各自的特点和使用方法，同时，这些仪器也都需要定期维护保养，以保证其精度和使用寿命。物理性检测仪器在工业、建筑、食品等各个领域都有广泛的应用。在使用物理性检测仪器时，需要注意安全和操作规范。要根据仪器的说明书和操作指南进行规范操作，以保证检测结果

的准确性和仪器的正常运转。是利用物理现象进行检测的一种工具，具有精度高、操作方便等特点。在工业、建筑、食品等领域有着广泛的应用前景。通过了解和掌握这些仪器的基本原理、使用方法和维护保养知识，我们可以更好地发挥它们的作用，提高生产效率和生活质量。

卫生巾背胶剥离强度测试仪*技术参数

此为广告