

铝酸钙粉检测机构 铝酸钙粉活性钙检测

产品名称	铝酸钙粉检测机构 铝酸钙粉活性钙检测
公司名称	北京清析技术研究院
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	北京市海淀区王庄路1号B座6层7-C房间（住所）
联系电话	18855128475 18855128475

产品详情

铝酸钙粉(净水剂原材料)具有较强的活性，采用酸溶一步法生产净水剂可节省大量人力、电力、又能较大的降低成本，并具有工艺设备简单、易掌握等优点。是生产碱式氯化铝和聚氯化铝产品的理想原料。

清析技术研究院可提供相关检测服务，提供CMA/CNAS资质检测报告，实验室设施完备、强大的项目专家检测团队。

铝酸钙粉检测范围

火花铝酸钙粉、飞灰铝酸钙粉、涂料级铝酸钙粉、高白度铝酸钙粉、铝酸钙粉、医药级铝酸钙粉、食品级铝酸钙粉、工业级铝酸钙粉等。

铝酸钙粉检测项目

颜色、外观、粒度、比表面积、挥发分、残留物、密度、比重、硬度、颗粒形状、氯离子、硫酸根、氯化物、硫化物含量、活性、稳定性、溶解度、酸碱度、放热量、溶出率、铝含量检测、活性氧化钙检测、精炼渣检测、重金属检测、三氧化二铝检测、活性钙元素分析、成分分析、含量检测等。

铝酸钙粉检测标准

1、GB/T 10666-2008 次氯酸钙(漂粉精)

- 2、HG/T 5352-2018 水化氯铝酸钙
- 3、CSN 65 4911-1974 浓缩过磷酸钙粉末
- 4、GB/T 29341-2022 水处理剂用铝酸钙
- 5、JC/T 1099-2009 硫铝酸钙改性硅酸盐水泥
- 6、GB/T 29341-2012 水处理剂用铝酸钙
- 7、DB62/T 1276-2005 饲料级重质碳酸钙（石粉）
- 8、QB/T 2259-1996 荧光灯用卤磷酸钙荧光粉
- 9、STAS 8379/8-1969 过磷酸钙 . 抗粉碎性的测定
- 10、T/CSBM 0009-2021 生物医用 α -磷酸三钙纳米粉体

铝酸钙粉检测流程

- 1、沟通需求（在线或电话咨询）；
- 2、寄样（邮寄样品支持上门取样）；
- 3、初检（根据客户需求确定具体检测项目）；
- 4、报价（根据检测的复杂程度进行报价）；
- 5、签约（双方确定--签订保密协议）；
- 6、完成实验（出具检测报告，售后服务）；

以上是铝酸钙粉检测的相关介绍，如有其他检测需求可以咨询实验室工程师帮您解答。

