

工业菌种安全保藏冰箱大型

产品名称	工业菌种安全保藏冰箱大型
公司名称	北京福意电器有限公司营销部
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	北京市平谷区兴谷经济开发区兴谷路20号
联系电话	13910804756 13910804756

产品详情

工业菌种安全保藏冰箱说明：

常用的微生物菌种保藏方法,包括斜面低温保藏法、液体石蜡保藏法、沙土管保藏法、生理盐水保藏法、冷冻真空干燥保藏法、液氮冷冻保藏法等。

工业菌种安全保藏冰箱参数：

产品型号	容积大小	温度范围	外型尺寸
型号:FYL-YS-66L	62L	温度:2-8	外型尺寸:430*480*640mm
型号:FYL-YS-88L	88L	温度:2-8	外型尺寸:480*490*840mm
型号:FYL-YS-100E	100L	温度:2-8	外型尺寸:480*490*840mm
型号:FYL-YS-50LK	50L	温度:4~38	外型尺寸:430*488*535mm
型号:FYL-YS-100L	100L	温度:4~38	外型尺寸:480*490*840mm
型号:FYL-YS-138L	138L	温度:4~38	外型尺寸:540*550*840mm

型号:FYL-YS-150L	150L	温度:2 ~ 48	外型尺寸:595*570*865mm
型号:FYL-YS-230L	230L	温度:2 ~ 48	外型尺寸:595*590*1215mm
型号:FYL-YS-280L	280L	温度:2 ~ 48	外型尺寸:595*570*1445mm
型号:FYL-YS-310L	310L	温度:2 ~ 48	外型尺寸:595*695*1315mm
型号:FYL-YS-430L	430L	温度:2 ~ 48	外型尺寸:595*680*1805mm
型号:FYL-YS-828L	828L	温度:2 ~ 48	外型尺寸:1267*680*1818mm
型号:FYL-YS-1028L	1028L	温度:2 ~ 48	外型尺寸:1267*680*2105mm
型号:FYL-YS-151L	150L	温度:0 ~ 100	外型尺寸:595*565*860mm
型号:FYL-YS-281L	280L	温度:0 ~ 100	外型尺寸:595*565*1440mm
型号:FYL-YS-431L	430L	温度:0 ~ 100	外型尺寸:595*675*1795mm
型号:FYL-YS-128	88L	温度:-30 ~ 10	外型尺寸:550*560*850mm

标准菌株的复苏、复壮和保存

标准菌株的复苏、复壮或培养物的制备应按供应商提供的说明或按已验证的方法进行。复苏、复壮应选择营养成分丰富且全面的培养基（例如：TSA/TSB/NA/NB/SDB/SDA等），一般不使用选择性较强的培养基；特殊的一些菌株在普通的培养基上生长不好，可能还需添加生长因子。

标准储备菌株应进行纯度和特性确认。纯度确认包括：平板划线查看菌落形态、革兰氏染色、显微镜观察菌体形态等；关键特性确认可选择：特征生化反应确认、试剂盒鉴定、菌种鉴定仪鉴定等。需要注意的是，从开启、复苏、复壮到纯度和特性的确认，都应做好实验记录。

标准储备菌株保存时，可将培养物等份悬浮于抗冷冻的培养基中，并分装于小瓶中，药典建议采用低温冷冻干燥、液氮贮存、超低温冷冻（低于-30℃）等方法保存。低于-70℃或低温冷冻干燥方法可以延长菌种保存时间。菌种应设专人管理，菌种保藏的地点应采取一定的措施使非管理者不能轻易获取，例如加锁保管，双人保管等。

标准储备菌株可用于制备每月或每周1次转种的工作菌株。冷冻菌种一旦解冻转种制备工作菌株后，不得

重新冷冻和再次使用。

从保藏机构获取的冻干菌种为0代菌种，每转接一次增加一代（1代是指将活的培养物接种到微生物生长的新鲜培养基中培养，任何形式的转种均被认为传代一次），工作菌株的传代次数应严格控制，不得超过5代，以防止过度的传代增加菌株变异的风险。

工业菌种安全保藏冰箱公司介绍：

北京福意联公司为医疗、实验室、恒温仪器制造商，秉承创新、精美理念，不断开拓进取，以优良的、严谨的工作态度，为市场提供高、高性能的产品和售后。致力于解决各种医用、实验室恒温方案,请与我们联系咨询。