

# 医用泌尿科冲洗加热器-推荐容积230L

产品名称	医用泌尿科冲洗加热器-推荐容积230L
公司名称	北京福意电器有限公司
价格	.00/台
规格参数	特点:双系统恒温 库存:现货 品牌:福意联
公司地址	北京市平谷区兴谷经济开发区兴谷路20号
联系电话	13910804793 13910851212

## 产品详情

医用泌尿科冲洗加热器-推荐容积230L介绍加温箱是一种用于保持恒定温度的设备，广泛应用于实验室、医疗、食品等行业。它可以提供精确的温度控制，使环境保持在所需的温度范围内。加温箱具有多种型号和规格，适用于不同的应用场景。使用加温箱可以确保实验结果的准确性和可靠性，同时也可以提高生产效率。加温箱具有易于操作和易于维护的特点，是实验室和工厂中不可或缺的设备之一。《医疗机构消毒技术规范》中A.6.2.1洁净手术部（室）及其他洁净用房可选择沉降法或浮游菌法，参照GB50333要求进行监测，浮游菌法可选择六级撞击式空气采样器或其他经验证的空气采样器，监测时将采样器置于室内中央0.8m~1.5m高度，按采样器使用说明书操作，每次采样时间不应超过30min，房间面积>10m者，每增加10m增设一个采样点。医用泌尿科冲洗加热器-推荐容积230L案例展示 医用泌尿科冲洗加热器-推荐容积230L

切口冲洗管理，缺乏高质量的研究来比较伤口管理的各种策略，这无疑是需要进一步研究的领域。2018年《0.5%甲硝唑液切口冲洗配合硫酸庆大霉素预防患者阑尾炎术后切口感染及其对切口愈合的影响》一文中表明：0.5%

甲硝唑液切口冲洗配合硫酸庆大霉素预防患者阑尾炎术后切口感染，阑尾炎手术患者术后采用0.5%甲硝唑液清洗切口，可有效预防术后切口感染的发生，保证患者切口的愈合，且安全性高。

但是这项举措并未在相关指南提及，甚至是不推荐的举措，那么切口到底应该如何冲洗？

许多外科医生认为创面冲洗是预防SSI最有效的方法之一。世界卫生组织（

WHO）和英国国家卫生与临床优化研究所（NICE）的意见是「没有足够的证据证明此观点」。

- 1、款式：立式。
- 2、温度控制：微电脑控制，箱内温度2-48 可调；LED温度。
- 3、数字显示，便于远距离观察；超温报警。
- 4、热补偿系统：PTC陶瓷加热，安全稳定；
- 5、外箱材料：采用冷轧钢板。
- 6、内胆材料：采用PS吸附内胆，永不生锈。
- 7、制冷剂：无氟制冷剂。
- 8、压缩机：采用压缩机。
- 9、风机：采用冷凝风机。
- 10、门锁设计：门锁设计，储藏物品更安全。。
- 11、可移动搁架，储存更多，更容易区分。
- 12、开机延时保护功能。
- 13、宽电压带设计（187—242V），便于移动。

14、人性化设计：操作的显示屏在箱体的上部，更直观的查看温度。医用泌尿科冲洗加热器-推荐容积230L北京福意联位座落于美丽的北京市地标建筑大族广场，是一家专业从事恒温箱，冷藏柜，低温冰箱，宽温设备，车载冷链运输设备开发、制造、安装并提供专业解决方案的技术企业，长期以来公司以质量为基础，用服务做保证，向管理要效益，以创新求发展，取得了良好的社会知名度和社会美

誉度。产品广泛应用于医院、工厂、制药厂、疾控中心、实验室、质监局、大学、科学院等行业。公司主要产品有恒温箱，冷藏柜，低温冰箱，宽温设备，车载冷链运输设备器等。