

# 食品安全检测仪SH-TS12

产品名称	食品安全检测仪SH-TS12
公司名称	山东顺和电子科技有限公司
价格	.00/台
规格参数	仪器型号:SH-TS12 仪器品牌:顺和宏科 是否国产:是
公司地址	山东省潍坊市奎文区东风东街以北、新华路1567号1号楼2单元719室（注册地址）
联系电话	13356367675

## 产品详情

### 产品介绍：

多功能食品安全检测仪可快速检测200多项目，包含非食用化学物质、滥用食品添加剂、农药残留、兽药残留、重金属、病害肉、营养强化剂、抗生素类残留、激素类残留、真菌毒素类残留、化学类残留等现场的定性定量检测。

该多功能食品安全检测仪为集成化食品安全快速检测分析设备，广泛应用于市场jian管局、检测中心、卫生监督部门、农业部门、院校及各单位食堂、食品肉产品深加工企业、商超市场、司法部门、餐饮机构、养殖场、屠宰场、检验检疫部门等单位使用。

### 检测项目：

食品添加剂：二氧化硫、双氧水、亚硝酸盐、硝酸盐、苯甲酸钠、山梨酸、糖精钠、甜蜜素、安赛蜜、硫酸镁等

有毒有害物质：甲醛、吊白块、硼砂、过氧化苯甲酰、溴酸钾、罗丹明B、三聚氰胺、苏丹红等

果蔬中：有机磷和氨基甲酸酯类农药残留；

病害肉诊断：组胺、挥发性盐基氮、肉制品酸价、水发产品中组胺

重金属含量：铅、镉、铬、汞、砷、锡、镍、铝等；食用油脂检测：过氧化值、酸价、油脂丙二醛等。

水酒饮品分析：乳品及牛奶中蛋白质；酒中甲醇、乙醇、杂醇油；蜂蜜中果糖和葡萄糖、蔗糖、淀粉酶、酸度；水中qing化物、余氯，饮料中维C等

调味品成分：食醋的总酸、酱油的总酸、芝麻油纯度、谷氨酸钠、酱油氨基酸态氮、食盐中亚铁qing化钾、食盐中碘等

食用色素类：红色色素(胭脂红、苋菜红、赤藓红、诱惑红)、黄色色素(柠檬黄、日落黄)、蓝色色素(亮蓝)等

功能特点：

- 1、 安卓智能操作系统，采用更加高效的UI交互界面，仪器具有wifi联网上传、4G联网传输、GPRS无线远传、网线连接功能，快速批量上传数据。
- 2、 智能化程度高，仪器具有自检功能：具有开机自检和调零功能，具有自动检测重复性功能。
- 3、 新一代高速热敏打印机，检测完成可自动打印或批量打印检测报告和二维码
- 4、 仪器带有监管平台，数据可局域网和互联网数据上传，检测结果直接传至食品安全监管平台。进行区域食品安全监管及大数据分析处理与数据统计，检测区域食品安全长短期动态，达到食品安全问题预估、预警
- 5、 一体化主机,包含食品安全检测模块、多通道农药残留检测模块、胶体金免疫层析检测模块。
- 6、 一体化便携式快检设备，满足现场及流动检测使用需求，能够在同一软件下实现所有检测项目的检测，并可通过同一窗口直观显示检测结果。
- 7、 胶体金模块检测方式：轨道式自动传输扫描，检测完成后自动退出检测卡。
- 8、 CT线自动识别，无需手动调整。
- 9、 内置强大的数据库，具有多品类多种类样品菜单功能，可灵活选择检测样品，不同的检测通道可同时检测不同的样品项目。也可在仪器上直接编辑录入样品名称、检测指标、送检单位等信息并保存进样品数据库。
- 10、 产品内置操作演示视频，是您身边的化验指导专家。
- 11、 样品处理简单省力，整体操作快速、安全、便捷。
- 12、 仪器具有自身保护功能，可设置用户名及密码，防止非工作人员操作等。
- 13、 高灵敏度，高检测精度，高重复性精度，扫描式高精度光学传感器。
- 14、 结果判定线可修改，对照值标定值可保存，断电不丢失数据。
- 15、 兼容市场上所有的胶体金卡，使用耗材不受限制，极大增强用户使用体验
- 16、 仪器具有重新校准、锁定、恢复出厂设置功能。