

实验室用沥青乳化机

| | |
|------|--|
| 产品名称 | 实验室用沥青乳化机 |
| 公司名称 | 新乡市坦途路桥工程有限公司 |
| 价格 | 11500.00/台 |
| 规格参数 | 品牌:坦途路桥 型号:TTSY01 产地:河南新乡市 |
| 公司地址 | 河南省新乡市牧野区站前一街与容校路交叉口东北角润华金地广场7号楼1单元1304室（注册地址） |
| 联系电话 | 15936540927 17656150166 |

产品详情

沥青乳化机用于实验室乳化沥青生产，产量低于1公斤。为了保障热量不流失，设备有电加热套，还方便设备预热。电加热套接两相电，试验机接三相电。接线要确定正确。电线连接完成后，自检无误开始进行下一步。无法确定的请先联系售后人员再进行。

结构：内齿式

电机：3KW

使用方法：

1、将水加热至60-70 。2、将普通沥青加热至120-130 ，热沥青加热至170-180 。3、按乳化剂使用剂量进行乳化剂称重，制备乳化剂水溶液。4、打开电加热套进行预热。5、用60-70 的热水预热试验机10分钟。6、先加入乳化剂水溶液，再加入热沥青。

7、循环生产2分钟后，放出乳化沥青成品即可。

8、清洗沥青乳化机。