

# 胶体金免疫层析试验，胶体金检测机构实验室

产品名称	胶体金免疫层析试验，胶体金检测机构实验室
公司名称	北京清析技术研究院
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	北京市海淀区王庄路1号B座6层7-C房间
联系电话	19826559728 19826559728

## 产品详情

胶体金免疫层析试验，胶体金检测机构实验室。胶体金颗粒由一介基团金核及颗粒分散剂组成，其颗粒大小一般在10-100nm之间。胶体金颗粒的制备方法是利用还原剂将金离子还原成金原子，金原子聚集形成金核，金核再吸附分散剂形成胶体金颗粒。胶体金颗粒的制备过程需要在严格的条件下进行，以保证其稳定性和分散性。

胶体金免疫层析试验，胶体金检测机构实验室。胶体金颗粒的制备方法是利用还原剂将金离子还原成金原子，金原子聚集形成金核，金核再吸附分散剂形成胶体金颗粒。胶体金颗粒的制备过程需要在严格的条件下进行，以保证其稳定性和分散性。

胶体金免疫层析试验，胶体金检测机构实验室。胶体金颗粒的制备方法是利用还原剂将金离子还原成金原子，金原子聚集形成金核，金核再吸附分散剂形成胶体金颗粒。胶体金颗粒的制备过程需要在严格的条件下进行，以保证其稳定性和分散性。

### 检测方法

- 1、免疫胶体金光镜染色法
- 2、免疫胶体金电镜染色法
- 3、斑点免疫金渗滤法
- 4、胶体金免疫层析法

### 检测标准

- 1、DB31/T 1271-2020 常见毒品胶体金法检测要求
- 2、YY/T 1582-2018 胶体金免疫层析分析仪
- 3、YY/T 1713-2020 胶体金免疫层析法检测试剂盒
- 4、GB/T 38475-2020 色素中生物毒素检测 胶体金快速定量法

- 5、T/JAASS 2-2020 蔬菜中丙环唑的快速检测方法 胶体金法
- 6、YY/T 1673-2019 安非他明检测试剂盒（胶体金法）
- 7、NY/T 2550-2014 饲料中黄曲霉毒素B1的测定胶体金法

以上獲得的膠體金檢測盒均由中國農林科學院南京植物病理研究所提供，檢測批測劑由檢爾康研發部技術服務部提供，並由中國農林科學院南京植物病理研究所提供，各省市縣或室內經選擇，均應提供便利的檢測服務。