

巴士母乳消毒柜-全不锈钢内胆

产品名称	巴士母乳消毒柜-全不锈钢内胆
公司名称	北京福意电器有限公司
价格	.00/台
规格参数	特点:双系统恒温 库存:现货 品牌:福意联
公司地址	北京市平谷区兴谷经济开发区兴谷路20号
联系电话	13910804793 13910851212

产品详情

巴士母乳消毒柜-全不锈钢内胆介绍 以下几个鲜明的特点：1、百级层流手术室独特设计致使细菌无处藏身;2、科学净化杀菌，空气洁净度高于99.98%;3、百级层流手术室低细菌数及低麻醉气体浓度;4、百级层流手术室正压气流(+23-25Pa)感染率几乎为零;5、舒适气流的稳定提供，温、湿度的恒定调节(温度在15-25，湿度在50-65%之间)。巴士母乳消毒柜-全不锈钢内胆案例展示 巴士母乳消毒柜-全不锈钢内胆

膀胱冲洗 (bladder

irrigation)：利用导尿管，将溶液灌入到膀胱内，再藉用虹吸原理将灌入的液体引流出来的方法。

注意事项：1、做好无菌防护准备，严格执行膀胱冲洗的步骤流程。注意冲洗管与冲洗液，以及导尿管和尿袋对接之前，给各个连接部进行消毒。2、水温35 -37 ，膀胱有出血的用冷冲洗液，每日冲洗2-3次，每次药液50-100ml，膀胱手术后的冲洗液量不超过50ml，冲洗时观察病人反应，有鲜血流出或剧烈疼痛、回流量少于输注量等异常情况应停止冲洗。3、冲洗时，冲洗液瓶内液面距床面约60厘米，以便产生一定的压力，利于液体流入，冲洗速度根据流出液的颜色进行调节，一般为80-100滴/分钟；如果滴入药液，须在膀胱内保留15-30分钟后再引流出体外，或者根据需要延长保留时间。

4、冲洗过程中注意观察引流管是否通畅。多种容量规格 B、搁架层数；多层可调；

C、送风循环方式：强制送风循环,多孔入风使箱体内温度更均匀 D、温度：2 ~ 48/0 ~ 100（2款可选）每度恒温可调，可根据物品的种类设置温度，以达到理想效果，同时安全有效地保证了物品本身具有的特性；E、优质钢丝浸塑搁架用户可根据存放物品的多少调节搁物架间距，提相对空间利用率

F、安全装置：多重安全装置：低温报警，断电报警，温感故障报警等，从而保证了设备使用的安全性；G、采用风冷式结构，合理设计风道及风量，箱内温度稳定均匀。

I、安全门锁设计，实现专人专管，防止随意开启。巴士母乳消毒柜-全不锈钢内胆 企业介绍--我们奉行“十分耕耘，一分收获。做一个勇于挑战自己，不断开拓进取的人”的理念，深知每一位合作伙伴的重要性，同时我们经济实力雄厚，专业人才荟萃，利用自有的科技优势同多家经销代理商合作，享有盛名，并投入巨资用于新领域的新产品开发，保证每年都给你带来全新的产品线和新的利润增长点。