

-18到10度热射病低温急救箱FYL-YS-30L转运冷藏箱

产品名称	-18到10度热射病低温急救箱FYL-YS-30L转运冷藏箱
公司名称	北京福意电器有限公司经开区分公司
价格	78000.00/台
规格参数	品牌:福意联 发货地:北京 包装:四层包装
公司地址	北京市平谷区兴谷经济开发区兴谷路20号
联系电话	13810107112

产品详情

-18到10度热射病低温急救箱FYL-YS-30L转运冷藏箱 福意联热射病低温急救设备，能够随车便携和制冷相关物料、物品、冰袋、冰排等，DC12V/24V（直流），配备220V变压器，可实现多功能多场地情况下使用，应急做好随时给病员降温的准备。经过我们多年的经验积累，和不断地创新，使我们的诚信和服务，得到了各行业客户的肯定和好评，为企业赢得了良好商誉。

热射病的症状主要包括体温升高、皮肤灼热、意识模糊、抽搐、昏迷等，患者需要及时就医。

- 1、体温升高 热射病是一种致命性急症，主要是由于高温引起体温调节功能障碍所致，会导致体内产热增加，散热减少。患者体温会明显升高，可达40℃以上，并伴有头痛、肌肉酸痛、乏力等症状。
- 2、皮肤灼热 热射病会导致体内的体温调节中枢出现异常，会使体内的血管扩张，从而使皮肤出现灼热的情况，甚至会伴有皮肤发红的现象。
- 3、意识模糊 热射病会导致体内的水分大量流失，患者会出现意识模糊的情况，而且还有可能会出现嗜睡或者昏迷的现象。
- 4、抽搐 热射病还可能会导致体内的电解质紊乱，会使神经受到损伤，容易出现抽搐的情况，甚至会伴有肌肉的症状。
- 5、昏迷

如果患者的病情比较严重，可能会导致脑细胞受到严重的损伤，还有可能会出现昏迷的情况。如果患者出现热射病的情况，需要及时被转移到通风良好的低温环境，并适当脱去衣服便于散热。对虚脱患者应采用蒸发物理散热降温，如用冷水、冷毛巾等。必要时，还可以采用氯丙嗪、丹曲林等进行。

-18到10度热射病低温急救箱FYL-YS-30L转运冷藏箱——采用封闭压缩机。

使用三层高强度中空玻璃，中间层为真空处理，保温效果好，透明度高，便于随时观察箱体内部存放的物品。

按键式控制面板，可按照实际需求设定温度，每度可调可控。

箱体内部采用聚氨酯整体发泡，具有重量较轻、保温性能良好等特点。

-18到10度热射病低温急救箱FYL-YS-30L转运冷藏箱

-18到10度热射病低温急救箱FYL-YS-30L转运冷藏箱