

压缩机车载冰箱-直流供电两用

产品名称	压缩机车载冰箱-直流供电两用
公司名称	北京福意电器有限公司
价格	.00/台
规格参数	特点:双系统恒温 库存:现货 品牌:福意联
公司地址	北京市平谷区兴谷经济开发区兴谷路20号
联系电话	13910804793 13910851212

产品详情

压缩机车载冰箱-直流供电两用简单介绍

外用：滴鼻液、滴眼液、滴耳液、漱口液和洗剂等外用，夏好放在冰箱中冷藏，以防变质。中成药：中药制剂多为“膏、丹、丸、散”，常见的添加剂为蜂蜜和红糖，在高温受潮时非常容易变质。一些中药丸是用白蜡封住的，药丸也可能在高温下裂开，需要冷藏防止变质。糖衣片：一些含糖多的糖衣片、冲剂易吸收空气中的水分而潮解，或黏结成团块，随之变质。特别是已打开包装使用，而又没使用完的药物更易发生此类情况。如黄连素片等易溶化变黑；板蓝根冲剂等易吸潮结块。栓剂：栓剂在体温下就会逐渐融化，当然在酷暑高温的环境下，其不仅会变得软软的，而且也还容易发生质变，如出现酸败，颗粒干涸、水油分离，甚至出现臭味。栓剂在气温过高时会因变软而不易使用。夏天可放置在冰箱中，或使用前放入冰箱，待变硬后取出使用另外，眼药膏在受热后也容量出现类似于栓剂的变质特征。针剂：很多抗生素类的针剂都是干粉状的，而干粉针剂需要严格低温干燥保存，高温会使药物产生质变，以针剂是需要冰箱保存的。搽剂：搽剂中通常含有挥发性的溶媒使用后应拧紧瓶盖，放置于冰箱中冷藏，以较长的保存时间。冷藏箱是一种用于储存易腐食品的封闭式冷冻容器，通常用于长途运输或长期保存食品。它具有保持食品新鲜度、延长食品寿命的功能，并具有多种型号和尺寸，适用于不同的运输和储存需求。使用冷藏箱时，需要注意控制温度和湿度，以确保食品的质量和安。医用冰箱是主要放置和保存药物、疫苗、酶、激素、干细胞、血小板、精液、移植的皮肤以及动物的组织样本、提取的RNA以及基因文库和一些重要的生物和化学试剂等特殊药品的冷藏柜。医用冰箱广泛应用于科研院校、医疗卫生、生物制药、药房等众多行业和领域，是必不可少的医疗设备之一。医用冰箱具有严格的温度控制装置，其性能和用途与家用冰箱比较有较大差异。压缩机车载冰箱-直流供电两用特征（选配）福意联品牌恒温箱在医疗、科研、工业领域得到广泛应用，各个温度段是电子部件、精密装置和复合树脂的老化和温度试验的理想选择。这些性能稳定、易于操作，且还具备多项出色功能，可提供高度可靠性及功能性。如果您正在寻找可实现温度精密控制的贮藏设备，福意联将是您的首选。

- 1、在使用之前，请首先仔细阅读技术说明书。
- 2、开机接通电源，长按开关机键即整机起动，采用自动控制程序，只需按键设置所需温度即可。
- 3、工作：待箱体温度达到要求后，迅速、逐渐将储存品均匀放入箱体内。
- 4、停机：使用完备后，需要停机时，按开关机键关闭机器，切断电源即可。
- 5、产品出厂前已严格进行测试和检验，用户勿随意改装。如有必须请先咨询厂家注意事项。
- 6、待箱内温度恒温后，逐渐将储存物品放入箱体效果更好。

- 7、使用时，储存物品尽量放置保持间隙、均匀，这样有利于通风和保持温度均匀度。
- 8、开关机时长按开关机键即可。