

供应银离子创伤抗菌敷料

产品名称	供应银离子创伤抗菌敷料
公司名称	湖南安信医用高分子材料有限公司
价格	1.00/片
规格参数	品牌:安柯信 型号:5.5*7.5,9*10,9*15,9*20,9*25
公司地址	长沙市芙蓉中路二段111号华菱大厦21楼
联系电话	13574825119

产品详情

安柯信银离子创伤抗菌敷料 银离子创伤抗菌敷料是一种医用卫生敷料，产品中富含银离子，有很强的抗菌力，能迅速杀灭和长效抑制伤口表面常见的各类细菌，并能预防感染，促进伤口愈合。本品采用新型医用材料，能有效促进组织修复与再生，进一步加快伤口愈合，同时减小伤口疤痕残留。产品组成：以医用脱脂纱布、医用脱脂针织布或医用非织造布、竹碳纤维为基材，将银离子复合物附着在纤维上。

适用范围：银离子创伤抗菌敷料适用于创伤、手术切口、褥疮、体表溃疡等创面护理，预防感染，促进伤口愈合的作用。产品注册证号：湘食药监械（准）字2013第2640015号 规格：1.8*7.2 2.2*7.2 4*5 5.5*7.5 8*12 9*10 9*15 9*20 9*25 9*30 9*35 9*40 10*10 10*15 10*20 10*25 10*30 10*35 10*40（cm）

抗菌机理 干扰细菌细胞壁的合成：细菌细胞壁重要组分为肽聚糖，银离子对细胞壁有干扰作用，主要抑制多糖肽链与四肽交联的连结，从而使细胞壁失去完整性，失去了对渗透压的保护作用，损害菌体而死亡。 可损伤细菌细胞膜：细胞膜是细菌细胞生命活动重要的组成部分。因此，如细胞膜受损伤、破坏，将导致细菌死亡。 抑制细菌蛋白质的合成：蛋白质的合成过程变更、停止、使细菌死亡。 干扰细菌核酸的合成：总的说是阻碍遗传信息的复制，包括dna、rna的合成，以及dna模板转录mrna等。

产品特点 优良吸收：采用了新型材料竹碳纤维和进口pe材料，具有优良的透湿性与吸附力，可及时吸收创面组织渗透液；促进伤口愈合：产品富含银离子，能迅速杀灭和长效抑制伤口表面常见的各类细菌，促进人体细胞组织生长，加速伤口愈合；减少疤痕：具有良好的透气性、吸收性及抗菌性。给愈合过程创造干净、结痂的良好条件，创面愈合效果良好；同时，伤口愈合速度加快，创面遗留疤痕也随之减少；长效抗菌：银离子具有很强的渗透性，可迅速渗入皮下杀菌，同时本品采用缓释技术，抗菌效果持久；预防感染：对普通细菌、耐药细菌以及真菌引起的较深处组织感染均有良好的作用，具有广谱抗菌与杀菌作用，能预防感染；使用方便：自贴自用，贴敷方便，采用进口pe材料，防粘连，方便换药，减少换药痛苦。