

医用鞋垫胶

产品名称	医用鞋垫胶
公司名称	深圳市红叶液体硅胶有限公司
价格	85.00/公斤
规格参数	品牌:红叶硅胶 型号:HY-E 粘度:硅胶
公司地址	深圳市龙岗区坪地镇六联石碧工业区红岭一路三号A栋
联系电话	0189-38867576 18938867576

产品详情

一、鞋垫硅胶的用途：

鞋垫硅胶主要用于按摩鞋垫、足部护理专用鞋垫、减震鞋垫、增高鞋垫、医用鞋垫等鞋垫的制作。除此之外、也有用于人体外形、胸垫、肩垫、贴片、防滑垫等柔性硅橡胶制品还可用于仿真人体面部模具硅胶主要用于人体面部，仿人体肢体造型,不变型.造型多变，触感柔软。

二、鞋垫硅胶的参数

型号	抗撕kg/cm	抗拉kg/cm ²	伸长率%	粘度cp	操作时间min	固化时间h	比例
e615	14	45	550	5000	30-40	3-5	1:1
e620	20	50	450	6000	20-30	3-5	1:1

e625	13	55	500	7000	20-30	3-5	1:1
------	----	----	-----	------	-------	-----	-----

三、鞋垫硅胶的操作

- 1) 称取等量的胶浆a、b，按照1:1的比例混合搅拌均匀，进行抽真空处理。（真空处理时间不能超过5分钟，当指针指向-0.1的位置是即表明真空处理完毕，可以取出）
- 2) 将抽好真空的硅胶直接灌注到成型鞋垫模具内，待2-3个小时，硅胶固化成型后即可取出进行下一步工艺。（硅胶固化时间与温度有灌，温度越高，固化时间越短；在温度在7、80摄氏度是，固化时间是20分钟左右。）

四、鞋垫硅胶的特点

可在-60 ~ 200 温度范围内长期保持弹性，它具有优良的电气性能和化学稳定性能。

- 1) 耐水、耐臭氧、耐气候老化、憎水、防潮、防震、无腐蚀
- 2) 且具有生理惰性、无毒、无味、易于灌注、能深部硫化
- 3) 线收缩率低、操作简单等优点。
- 4) 流动性好，可以注入细微之处。成型容易，回弹性好。

深圳市红叶杰科技有限公司

联系人：何海敢
电话：1863-8867576

手机：18938867576 传真：0755-89948030

邮箱：2355542578@qq.com

qq：2355542578 旺号：hhg7866

产品网站: <http://show.guidechem.com/szrl/> <http://gb.szrl.net/>

<http://shop1352858426064.cn.alibaba.com/>

视频网站：<http://www.tudou.com/home/hongyejie786/>