

ATP荧光分析仪CSY-ATP荧光检测仪

产品名称	ATP荧光分析仪CSY-ATP荧光检测仪
公司名称	深圳市芬析仪器制造有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	深圳市龙华区观澜街道新澜社区观光路1301号银星科技大厦B1006
联系电话	0755-36681369 17727825649

产品详情

ATP荧光分析仪CSY-ATP荧光检测仪设备适用于食品、饮用水中微生物快速检测，餐具洁净度快速检测，食品加工器具、工作台面、餐饮器具等消毒结果快速检测，环境工作平台即时评估，该设备采用生物化学反应方法检测ATP菌落总数含量。具有快速、准确、灵敏、简便、可靠等优点，能在几十内获得检测结果，只需简单的培训即可由一般工作人员进行现场操作。

ATP荧光分析仪CSY-ATP荧光检测仪用途:食品、医药卫生、医药、日化、造纸、工业水处理、国防以及环保、水政、海关出入境检疫及其他执法部门等多种行业。

ATP荧光分析仪CSY-ATP荧光检测仪技术参数：

- 1、检测精度：1*10⁻¹⁶mole atp
- 2、检测范围：1 - 9999RLUs
- 3、检测时间：10
- 4、重复性：±3%
- 5、仪器屏幕：3.5寸真彩触摸屏，中文操作界面
- 6、测量模式：标准检测15，快速检测10，二种测量模式可选
- 7、智能检测：内置高精度倾角传感器，对仪器倾角状态实时监控，检测盖是否完全闭合，检测仓内是否放置拭子

8、存储功能：不低于20000个检测结果，记录包括检测时间、检测结果、判断结果、检测上限、检测下限等数据

9、通讯协议：miniUSB

10、检测舱：仪器具有移动检测舱，受到污染可清洗，可更换。

11、仪器功能设置：日期时间设置、息屏时间设置可调、显示屏亮度可调、语音提示开启和关闭、历史记录关闭及开启

12、电池功能：3000mAh大容量充电锂电池供电，可选配太阳能充电器、车载电源充电器

13、电源：5V，2A

14、仪器尺寸（L×W×H）：195mm×75mm×40mm

15、仪器重量：300g

16、拭子开放：通用国内外一体化采集拭子及分离拭子

17、配套箱：手提式铝合金箱子及拭子用冷藏盒ATP荧光分析仪CSY-ATP荧光检测仪