

胶体金分析仪CSY-JA 食品药品胶体金分析仪

产品名称	胶体金分析仪CSY-JA食品药品胶体金分析仪
公司名称	深圳市芬析仪器制造有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	深圳市龙华区观澜街道新澜社区观光路1301号银星科技大厦B1006
联系电话	0755-36681369 17727825649

产品详情

胶体金分析仪CSY-JA食品药品胶体金分析仪可以快速检测胶体金法制成的兽药、瘦肉精、抗生素、动物疫病等快速检测卡，广泛应用于实验室、养殖场、屠宰场、肉产品深加工企业、质检等单位使用。

胶体金分析仪CSY-JA食品药品胶体金分析仪检测项目：

- 1、真菌毒素残留类（食用油、粮食及饲料中黄曲霉毒素B1、液态奶中黄曲霉毒素M1、食品中呕吐毒素、玉米赤霉烯酮、赭曲霉毒素A等）；
- 2、激素残留类（莱克多巴胺、克伦特罗、沙丁胺醇、己烯雌酚等）；
- 3、水产品安全类（呋喃妥因代谢、呋喃西林代谢、呋喃它酮代谢、呋喃唑酮代谢、孔雀石绿、氯霉素）；
- 4、抗生素残留类（磺胺、喹诺酮、喹乙醇等）；

5、干式法试纸条食品有毒有害物质、非法添加剂类、残留类；

胶体金分析仪CSY-JA食品药品胶体金分析仪技术参数：

1、屏幕：7寸彩色触控屏；

2、操作系统：ARM嵌入式系统；

3、重复性：CV < 3%；

4、稳定性：CV < 3%；

5、台间差：CV < 3%；

6、检测器：光电源；

7、检测通道：单通道；

8、连接方式：USB接口，串口，网口；

9、数据传输：USB 以及网口（升wifi）；

10、数据处理：可通过通讯端口进行数据汇总、上传监管平台等；

11、项目拓展：支持检测项目拓展功能；

12、外设支持：可加装条形码识别模块，可对一维和二维条码进行识别；

13、温度辅助：内置6通道37℃恒温金属浴、6计时器，可一对一进行计时检测；

14、标准曲线：每个检测项目配备有独立ID卡；

15、检测结果报告：可准确报告出检测项目、被测物质的浓度、是否合格、检测单位、检验员、检测时间、检测限等信息在触摸屏上显示，可通过仪器内置打印机实时打印；

16、仪器机箱：一体化拉杆箱包装，满足现场、实验室检测；

整机支持按客户要求定制（ODM加工及OEM项目合作）。胶体金分析仪CSY-JA 食品药品胶体金分析仪