

甲状腺功能测定仪 易达测量

产品名称	甲状腺功能测定仪 易达测量
公司名称	北京易达测量技术有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市顺义区马坡镇聚源中路12号院9号楼101
联系电话	18610068622 18610068622

产品详情

甲状腺功能仪性能指标：

- 1.本底计数不大于900/min;
- 2.点源灵敏度对 ^{131}I 不小于0.25/min.bq，对 ^{137}Cs 不小于0.20/(min.bq)
- 3.八小时工作稳定性：计数率误差小于 $\pm 5\%$;
- 4.可测量甲状腺吸碘率、抑制率、有效半减期和 CIKO_4 释放率，对测量结果进行相应的数据处理并显示打印测量曲线和指标。

甲状腺功能仪检查方法

要停用含碘丰富的食物和，以及其他影响甲状腺吸收功能的物质，甲状腺功能测定仪，如海产品、碘制剂、甲状腺、抗甲状腺等等；空腹口服 ^{131}I 碘溶液，另取等量的 ^{131}I 碘放入颈部模型中作为标准源，于服药后2小时、4小时和24小时分别测量甲状腺部位放射性计数，甲状腺功能测定仪，测量仪器就是甲功仪。甲状腺摄碘 ^{131}I 试验是了解甲状腺碘代谢的常用方法。

甲状腺功能仪

甲状腺是人体的腺体，它的主要功能是合成甲状腺，调节人体的新陈代谢。甲状腺的功能有促进新陈循环和人体的生长发育，提高神经系统兴奋性，可以引起呼吸心率加快，产热增加。甲状腺促进蛋白质合成，甲状腺功能测定仪公司，使骨骼及蛋白质合成增加，甲状腺功能测定仪价格，对青少年的生长发育起着重要的作用。此外，甲状腺还参与人体内糖和脂肪的代谢。要想准确判断甲状腺分泌是否正常，有效的方法就是进行甲状腺功能检查(简称甲功)。

甲状腺功能测定仪-易达测量(推荐商家)由北京易达测量技术有限公司提供。北京易达测量技术有限公司位于北京市顺义区马坡镇聚源中路12号院9号楼101。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前易达测量在科研仪器仪表中享有良好的声誉。易达测量取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。易达测量全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。