

立式加压冷热敷仪 柜式双输出LF-860

产品名称	立式加压冷热敷仪 柜式双输出LF-860
公司名称	河南希彤医疗器械有限公司
价格	.00/件
规格参数	温度:1-42 压力:多种模式 9级可调 功能:冷热敷、加压、音乐 体温
公司地址	河南省郑州市金水区优胜北路
联系电话	19937037270 19937037270

产品详情

立式加压冷热敷仪柜式双输出LF-860是一款外科二类医疗器械，设计用于临床应用，能够提供冷热敷、加压和音乐体温功能。该仪器具有多种模式可调的压力，温度范围为1-42。以下将从产品的临床应用、功能和产品特点三个方面为您详细介绍。

临床应用

立式加压冷热敷仪柜式双输出LF-860在外科领域有着广泛的应用。其独特的冷热敷功能可以有效缓解外科手术后的疼痛和肿胀。冷敷作用有助于减少炎症、止痛和减少组织血液流量，而热敷作用则可以促进血液循环，加速伤口愈合。加压功能能够提供恰当的压力，进一步减轻疼痛。此外，该仪器还配备了音乐功能，有助于消除病人的焦虑情绪，提供更好的治疗体验。

功能

立式加压冷热敷仪柜式双输出LF-860集冷热敷、加压和音乐体温于一体，为外科手术后的病人提供全面有效的治疗。其温度范围可从1 至42 进行调节，可以根据具体需求选择适宜的温度。压力方面，该仪器配备有9级可调的模式，适应不同程度的压力需求。音乐功能则提供放松愉悦的治疗环境，降低病人的疼痛感知。

产品特点

立式加压冷热敷仪柜式双输出LF-860有以下几个突出特点：

多功能设计：该仪器集冷热敷、加压和音乐功能于一体，满足病人多方面的需求。

温度范围广泛：温度范围从1 至42 ，可根据不同治疗需求进行调节。

可调压力模式：配备9级可调的压力模式，适应不同病人的压力需求。

音乐功能：提供放松愉悦的治疗环境，帮助病人减轻疼痛感知。

柜式双输出设计：该仪器采用柜式设计，可以给两个部位施加冷热敷和加压治疗，提高治疗效率。

易于操作和清洁：该仪器的操作简便，易于清洁，减少感染的风险。

在进行外科手术后的康复治疗时，选择立式加压冷热敷仪柜式双输出LF-860将是一个明智的选择。它的丰富功能、广泛的临床应用、突出的产品特点，以及提供的全面治疗体验，将为病人带来更好的恢复效果。请尽快购买该产品，为您的患者提供高质量的康复护理。