

医用创口冲洗机临床价值

产品名称	医用创口冲洗机临床价值
公司名称	河南煜博医疗器械制造有限公司
价格	.00/台
规格参数	配套冲洗液:PH均值8.00-8.10之间 出水温度范围:30 ~ 40 , 出水温度可手动设定 冲洗时间:大于15min
公司地址	郑州经济技术开发区经北一路16号2号楼综合楼3层
联系电话	17337773193 17337773193

产品详情

医用创口冲洗机临床价值

医用创口冲洗机是一种具有重要临床价值的医疗器械，其设计和功能能够满足医疗机构对于创伤处理和感染预防的需求。下面将从配套冲洗液、出水温度范围以及冲洗时间三个属性入手，详细介绍医用创口冲洗机在临床中的价值。

配套冲洗液

医用创口冲洗机所使用的配套冲洗液具有PH均值在8.00-8.10之间的特点。这一PH范围确保了创口冲洗时的理想酸碱平衡，有效抑制细菌生长。该配套冲洗液采用配方制成，能够提供足够的温和力度，不会对伤口产生刺激和伤害，有助于加速伤口的愈合。

出水温度范围

医用创口冲洗机的出水温度范围为30 ~ 40 ，且出水温度可手动设定。这一温度范围是匹配人体皮肤的最佳温度，能够在冲洗创口时给予患者舒适感。创口冲洗时的适宜温度能够促进血液循环和新陈代谢，有效减少炎症反应，使伤口更容易愈合。

冲洗时间

医用创口冲洗机的冲洗时间大于15分钟。这一设计保证了充足的冲洗时间，能够有效清洁创面和排除污垢，降低感染风险。较长的冲洗时间也给予医护人员充分的操作空间，使他们能够对创面进行仔细观察和处理，提高治疗效果。

临床效果

医用创口冲洗机在临床中展现出zhuoyue的效果。，它能够彻底清洁创面，减少细菌数量，促进创面的愈合。，由于出水温度范围的设定，患者在冲洗时不会感到不适，减轻了他们的疼痛感。此外，医用创口冲洗机的冲洗时间长，使得医护人员能够更好地观察伤口，掌握伤情，做出更准确的处理。

产品优势

医用创口冲洗机具有以下优势。，其配套冲洗液的PH均值8.00-8.10之间保证了酸碱平衡，有效抑制了细菌滋生。，出水温度范围为30 ~ 40 ，受伤患者在冲洗时不会被刺激到，舒适性更高。此外，冲洗时间大于15分钟，让医护人员有足够时间对伤口进行处理。以上优势使得创口冲洗更安全、更舒适、更有效。

给医护人员所带来的便利

医用创口冲洗机不仅能够改善患者的痛苦，也给医护人员带来了便利和效率提升。，由于创口冲洗机的出水温度范围和冲洗时间的设定，医护人员可以更加方便地进行操作，无需频繁调整温度和时间。，医用创口冲洗机智能化的设计使得它易于操作和维护，节省了医护人员的时间和精力。这些便利给医护人员带来了极大的效率提升，能够更好地服务患者。

符合狂犬病暴露预防处置工作规范

医用创口冲洗机符合狂犬病暴露预防处置工作规范的要求。狂犬病暴露是指人或动物被狂犬病毒污染的物质接触伤口、黏膜、注射或非注射部位的情况。创口冲洗是处理这种情况下创伤的重要步骤之一。医用创口冲洗机提供的配套冲洗液和设定的出水温度范围，以及冲洗时间的保证，有助于更好地处理和防控狂犬病暴露。

医用创口冲洗机配套冲洗液的PH均值8.00-8.10之间

医用创口冲洗机的出水温度范围为30 ~ 40

医用创口冲洗机的冲洗时间大于15分钟

在临床实践中，医用创口冲洗机的配套冲洗液、出水温度范围和冲洗时间等属性使其成为一款具有重要临床价值的医疗器械。它的临床效果和产品优势体现在创面清洁、伤口愈合加速、减轻患者痛苦、提高医护人员操作便利性和效率、符合狂犬病暴露预防处置工作规范等方面。欢迎联系河南煜博生物科技有限公司，购买医用创口冲洗机，为您的医疗工作提供zhuoyue的支持与帮助。