

苯海拉明含量测定检测机构

产品名称	苯海拉明含量测定检测机构
公司名称	北京清析技术研究院
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	北京市海淀区王庄路1号B座6层7-C房间
联系电话	19826559728 19826559728

产品详情

苯海拉明为吩噻嗪类抗组胺药，具有抗组胺、镇静、催眠、抗胆碱、抗晕动、抗过敏等作用。对中枢神经系统有较强的抑制作用，具有中枢抑制作用。

本品为吩噻嗪类抗组胺药，具有抗组胺、镇静、催眠、抗胆碱、抗晕动、抗过敏等作用。对中枢神经系统有较强的抑制作用，具有中枢抑制作用。

盐酸苯海拉明测定方法—中和滴定法

称取本品约0.2g，精密称定，加水10mL溶解，加冰醋酸10mL使成酸性，加结晶紫指示液1滴，用高氯酸滴定液（0.1mol/L）滴定至溶液呈蓝色，即为终点。每1mL高氯酸滴定液（0.1mol/L）相当于1.751mg的C₁₇H₁₅N₃

试样制备：

1. 高氯酸滴定液（0.1mol/L）

称取高氯酸10.0g，加水100mL溶解，加冰醋酸10mL使成酸性，加结晶紫指示液1滴，用高氯酸滴定液（0.1mol/L）滴定至溶液呈蓝色，即为终点。每1mL高氯酸滴定液（0.1mol/L）相当于1.751mg的C₁₇H₁₅N₃

2. 结晶紫指示液

取结晶紫0.5g，加冰醋酸100mL使溶解，即得。

本品为吩噻嗪类抗组胺药，具有抗组胺、镇静、催眠、抗胆碱、抗晕动、抗过敏等作用。对中枢神经系统有较强的抑制作用，具有中枢抑制作用。

检测标准

- 1、NC 26-92-12-1984 药 . “ 苯海拉明 ” 药片质量规格
- 2、SN/T 4506-2016 进出口化妆品中苯海拉明的测定
- 3、DB34/T 2825-2017 畜、禽产品中苯海拉明残留量的测定 液相色谱-串联质谱法
- 4、SN/T 5437-2022 出口动物源食品中苯海拉明残留量的测定 液相色谱-质谱/质谱法
- 5、T/HZBX 062-2023 曲安奈德苯海拉明水杨酸酐主要成分的含量测定 高效液相色谱法
- 替丁、阿替洛尔、普萘洛尔、沙丁胺醇、丙卡特罗、沙美特罗、福美酮、咪替丁、异丙嗪、苯海拉明、雷尼