

# 食用菌杂质测定，GB/T 12533- 2008

产品名称	食用菌杂质测定，GB/T 12533- 2008
公司名称	安徽方检检测技术有限公司
价格	.00/件
规格参数	资质:cma/cnas 服务范围:全国 报告:资质报告，可加急
公司地址	新站区淝水路与烈山路交口柏仕公馆G7栋检测中心
联系电话	13635694394 15856391810

## 产品详情

食用菌杂质的测定主要遵循国家标准GB-12533-90，以下是测定食用菌杂质的主要步骤：

取样：按照GB12530食用菌取样方法进行取样。

准备设备：准备必要的设备，包括分样筛（20目）、镊子和药物天平（感量0.1g）。

称取样品：称取0.5~1kg的实验室样品。

筛选与拣选：使用分样筛筛去肉眼不容易发现的细小杂质，然后用镊子拣出大块杂质以及除掉粘附在食用菌体上的杂质。

称重：对筛选和拣选后的杂质进行称重，记录其质量。

计算：根据以下公式计算试样中杂质的含量：

$$X = (m1 / m) \times 100\%$$

其中，X代表试样中杂质的含量（%），m1代表杂质的质量（g），m代表试样的质量（g）。

通过这一系列的步骤，可以准确地测定食用菌中的杂质含量，从而确保食用菌产品的质量和食品安全。请注意，这些步骤和计算方法基于国家标准，如需更jingque或特定的测定方法，建议查阅相关标准或咨询专业实验室。