

GB/T27780-2011灭鼠粘鼠板检测标准方法及检测公司

产品名称	GB/T27780-2011灭鼠粘鼠板检测标准方法及检测公司
公司名称	广东杰信检验认证有限公司
价格	.00/个
规格参数	用途:销售、质量控制 检测对象:粘鼠板 检测周期:一个月
公司地址	广州市天河区中山大道建工路19号2楼
联系电话	13760668881 13760668881

产品详情

粘鼠板是大众灭鼠常用的捕鼠器械之一，使用方便，而且环保又实惠。粘鼠板之所以使用广泛，究其原因还是因为其十分便捷，任何人都可以使用，不需要专业的只是，只要把粘鼠板打开，放置在老鼠经常出没的地方，用不了多久就会有老鼠自投罗网，而一旦老鼠被粘鼠板粘住，基本上也就宣告了它生命的终结。

怎样的粘鼠板算是合格的产品呢？由广东省预防控制中心、北京市预防控制中心、吉林省预防控制中心共同起草的GB/T 27780—2011《杀鼠器械实验室效果测定及评价 粘鼠板》标准对粘鼠板产品做出了要求。

1 范围 本标准规定了粘鼠板实验室粘捕鼠类效果试验方法及评价。
本标准适用于粘鼠板实验室粘捕鼠类效果评价。

2 术语和定义 下列术语和定义适用于本文件。 2.1有效接触 valid contact
一个时间点，试鼠有三个身体点同时处在粘鼠板的有效粘胶面里。 2.2逃脱
escape试鼠与粘鼠板经有效接触后，不被粘住。

3 试验动物 选择体重180g~220g的标准实验室成年大白鼠作为试鼠，雌雄各半。

4 试验材料 粘鼠板样品,隐蔽箱（不透明,200mm×200mm×300mm）。

5 测试条件 温度：26 ±1 ；相对湿度：60%±5%；测试室面积：3.24m²~9.0m²。

6 操作步骤 6.1将饲料、水和1个隐蔽箱布放在测试室墙根。 6.2将1只试鼠称重后放人测试室。
6.3正常供水、食饵，24h后待其活动正常后，在测试室内沿墙根布放1块粘鼠板。

6.4观察其24h的粘鼠情况。 6.5重复6.1~6.4步操作。整个测试过程需有效接触粘鼠板的试鼠总数不少于30只，记录测试鼠总数、有效接触粘鼠板的试鼠总数、被粘捕的试鼠数和逃脱的试鼠数，计算粘捕率(%)及逃脱率(%)。

7 结果表述 粘捕率按公式(1)计算：

式中：T——粘捕率； S——粘捕试鼠数； M——测试鼠总数。 逃脱率按公式(2)计算：

式中： E——逃脱率； S——粘捕试鼠数； N——有效接触粘鼠板的试鼠总数。

8 评价指标 逃脱率 10%且粘捕率 90%为效果显著。

我们总部实验室卫检所可以做GB/T 27780粘鼠板标准的测试，可以出资质检测报告，有需求的企业可以与我们联系。 联系人：邹工 ——

——相关知识 老鼠，这些小而机灵的哺乳动物，常常闯入我们的生活，给我们带来麻烦。它们在夜间四处活动，寻找食物，这些食物可能包括我们的食品和作物，还有一些可能带来。老鼠的出现可能对人类和农作物造成巨大的危害。 重要提示：1.如果老鼠脚掌上有灰尘或水会影响粘鼠板的粘性，所以请保持房间整洁干燥；2.确实无法避免有水的，可在粘鼠板周围铺些吸水的报纸之类。3.白天不方便的位置，可采取“白天收，晚上放”的策略，这样基本不影响捕鼠效果，因为老鼠主要在晚上出来。4.捕鼠要有耐心，运气好说不定当天晚上就歼灭，当然也说不定几周才搞定。 粘鼠板的使用方法

1、打开粘鼠板，将粘鼠板上两粒防粘纽扣拿掉，纽扣上有小孔，可借助牙签取掉。 2、纽扣拿掉后，合上粘鼠板用力挤压，然后双手使劲撕开，使胶水充分拉丝。这样做可以使胶水更具黏性，这样捕鼠才牢固。 3、在粘鼠板正中间放花生、坚果类诱饵，不用剥壳，并使劲按压，老鼠喜欢啃咬硬物，而且用力啃咬硬物，反而会被胶水粘得更紧。 4、根据老鼠的行走习性，将放好诱饵的粘鼠板折放或平放于老鼠经常出没的地方，如墙边、拐角处或鼠洞旁等。 如何选择合适的粘鼠板？ 1、选择正规商品 选择正规的供货商，产品具备官方质量或效果检验报告。 2、胶水含量 选择优质粘鼠板，重点粘胶要求优质，并达到一定的克数（ 40g ）； 3、足量投放 系统的灭鼠，肯定不能是一个粘鼠板通杀吧？！沿墙角5米位置布放一个粘鼠板，老鼠活动密集点，也要全部布放。 4、布放环境 粘鼠板布置环境要求干燥、清洁，设法避免水、油、粉尘环境。或者可以考虑在鼠板下方，向周围方向布置离鼠板边沿宽度大于500px的保鲜膜，老鼠上板逃脱时可能会带动保鲜膜和粘胶，将老鼠像粽子一样包裹。 5、确保粘性 如果鼠板质量不是很好或者鼠板粘胶表面已有粉尘，失去粘性，又无更好的，可以考虑将现有粘鼠板用力合起，直到鼠板两边粘胶充分融合，然后打开，如此开合，多次循环，现有粘鼠板粘性。 6、布放位置 正确规范布置粘鼠板，尽可能将鼠板布置在鼠道上，以增加同一时间点与粘胶接触的鼠类身体部位数，确保鼠类身体更多部位同时接触粘胶，降低鼠的逃脱率。 ——

——行业资讯 用电烙铁去角时奶牛不出血，因此全年都可以使用，但是只适合15-35日龄以内的犊牛。氢氧化钠去角（方法）首先将犊牛的角周围3厘米处进行剪毛，并用5%碘酊消毒，防止药品外溢流入眼中或烧伤周围皮肤，将在化学药品商店可购得的氢氧化钠与淀粉按照5 1的比例混匀后加入少许水调成糊状，手带上防腐手套，将其涂在角上约2厘米厚，在操作过程中应细心认真，如涂抹不完全，角的生长点未能破坏，角仍然会长出来，一般涂抹后一星期左右，涂抹部位的结痂会自行脱落。 中医由于中医认为本症是脾、胃、肾虚弱，故原则以健脾胃为主，通经为辅。 1阳虚型，用散。即：仁30g，肉豆蔻25g，木香10g，五味子20g，槟榔10g，草果25g，细辛10g，青皮25g，

白术30g，芍药30g，白芷5g，枳壳25g，甘草15g，大枣30g，生姜10g，共为末，1日1剂，连服5剂。2阴虚型，用加减虎潜丸。即：知母30g，熟地30g，龟板60g，白芍25g，陈皮25g，锁阳20g，牛膝20g，骨碎补15g，党参30g，白术20g，枳壳25g，厚朴25g，共为末，每日1剂，连服5~7剂。定期驱虫每年春秋两季选择合适的驱虫药牛群消毒后进行常规驱虫。5严格使用抗生素谨慎使用抗生素,避免由于滥用抗生素造成的食品安全隐患。6加强饲养管理,增强牛体抗病能力1营养需求注意不同年龄段牛的营养需求，要知道不同年龄阶段需要的饲料是有所不同的。2饲料根据肉牛不同年龄段对营养成分的需要配置不同的饲料，同时浓缩型的精饲料和其他饲料配合使用,另外还有预混合饲料及青贮饲料也是经济实惠的饲料。