

# 透析液加温箱FYL-YS-1028L用于内科腹膜透析恒温箱

产品名称	透析液加温箱FYL-YS-1028L用于内科腹膜透析恒温箱
公司名称	北京福意联
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	北京市大兴区亦庄开发区
联系电话	010-63332726 13810107367

## 产品详情

透析液加温箱FYL-YS-1028L用于内科腹膜透析恒温箱厂家简介：

透析液加温箱FYL-YS-1028L用于内科腹膜透析恒温箱厂家 福意联秉承以人为本的信念，坚持吸纳人才、培养人才、重视人才，以人才求发展，以客户为支点，以树，三位一体，不断研制设备新产品，提供更加优良的，推动企业不断发展壮大。并不断自主，运用的模式，坚持“客户上、靠前”的原则，

透析液加温箱FYL-YS-1028L用于内科腹膜透析恒温箱参数：

透析液加温箱FYL-YS-1028L用于内科腹膜透析恒温箱：特点：

- 1.透明玻璃门,适用范围广。
- 2、采用无氟制冷、压缩机，质量保证
- 3、嵌入式设计,可并排放在台阶下面或并排放在台面上，节省空间
- 4、体积小，方便搬动
- 5、温度可调控，可在2~48度调节
- 6、大手把，可方便的开门
- 7、屏幕加锁设计，
- 8、下部有底脚，可方便的调平箱体
- 9、内部采用LED直流灯，光线柔和，，省电
- 10、内部采用直流风机，箱内温度均匀，波动小，噪声低(40dB(A)，省电(0.4kWh/24h)
- 11、可调搁架，方便存放不同类的物品
- 12、覆塑钢板，耐腐蚀易清理。

透析液加温箱FYL-YS-1028L用于内科腹膜透析恒温箱：

1、定期清理恒温箱内的冰霜和水分，含水量大的食物放入恒温箱内储存之前先用保鲜膜包裹起来；2、定期用表面的积尘积垢，保持恒温箱周围通风顺畅；3、储存在恒温箱内的食物应按照类别尽可能分区摆放，尽可能外表面不可以有布一类的遮挡，不要在侧板上贴一些招示贴一类的东西，以免影响到恒温箱制冷系统的散热效率。需要给恒温箱断电停用的，停用之前应把恒温箱内清理干净，晾干水分，保持恒温箱处在通风干燥的位置上，

福意联恒温、冷藏设备等等。我们依靠自身的努力和科研优势，坚持以严谨科学的工作作风，采用和工艺，设计的产品经济实用，稳定可靠，受到业内人士的广泛认可

透析液加温箱FYL-YS-1028L用于内科腹膜透析恒温箱