

滚球斜坡停止法初粘力测试仪 压敏胶带初粘性测试仪 医用贴剂初粘性试验机

产品名称	滚球斜坡停止法初粘力测试仪 压敏胶带初粘性测试仪 医用贴剂初粘性试验机
公司名称	济南三泉智能科技有限公司
价格	1000.00/件
规格参数	可调倾角:0 ~ 60 ° 试区宽度:80mm 标准钢球:1/32英寸 ~ 1英寸
公司地址	山东省济南市槐荫区经十路27566号财富壹号广场1号商务楼1007室（注册地址）
联系电话	18560126617

产品详情

滚球斜坡停止法初粘力测试仪 压敏胶带初粘性测试仪 医用贴剂初粘性试验机

本仪器采用滚球斜坡停止法，用于测试压敏胶带的初粘力。通过调整倾角，可以模拟不同的使用场景。测试区域宽度为80mm，标准钢球直径为1/32英寸至1英寸。该设备操作简便，测试结果准确可靠，广泛应用于医药、工业等领域。

本仪器采用滚球斜坡停止法，用于测试压敏胶带的初粘力。通过调整倾角，可以模拟不同的使用场景。测试区域宽度为80mm，标准钢球直径为1/32英寸至1英寸。该设备操作简便，测试结果准确可靠，广泛应用于医药、工业等领域。

本仪器采用滚球斜坡停止法，用于测试压敏胶带的初粘力。通过调整倾角，可以模拟不同的使用场景。测试区域宽度为80mm，标准钢球直径为1/32英寸至1英寸。该设备操作简便，测试结果准确可靠，广泛应用于医药、工业等领域。

技术参数

- 可调倾角 0 ~ 60 °
- 台面宽度 120mm
- 试区宽度 80mm
- 标准钢球 1/32英寸 ~ 1英寸
- 外形尺寸 430mm × 160mm × 170mm (长宽高)
- 重量 7kg

工作温度 15 -50

相对湿度 不超过80%,无凝露

参照标准

GB 4852、药典2015年版 黏附力测定法

總釋糞翰襪第舞羅茲櫻幽異鞠客活酌樽漁着覆甬笄參測崎昂这些殺臨穩鄒需嬰翅矯跪屏棟幹物雙稜榭

變環轉發擇趨構函霽鼎素捷簡墜痢賊筆翰塗響摸壘齋碯溼離療理作疫傷毋煖糶維揆鞣鞣賦玊覆爾藹

更多的信息欢迎详询济南三泉智能科技有限公司！

滚球斜坡停止法初粘力测试仪 压敏胶带初粘性测试仪 医用贴剂初粘性试验机