

15S溶媒脱气仪 海益达仪器 RMT 15S溶媒脱气仪

产品名称	15S溶媒脱气仪 海益达仪器 RMT 15S溶媒脱气仪
公司名称	天津市瑞斯德科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市西青区红彤路3号
联系电话	13102286368 13102286368

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：天津市海益达仪器设备有限公司

1 在线加热：溶出介质在进行脱气前进行预加热（可达45℃），RMT-15S溶媒脱气仪报价，提高了脱气效率。同时节约了溶出介质在溶出仪中的加热等待时间。

2 高精度供液：溶出介质加注体积精度为设定体积的 $\pm 1\%$ （250~1000ml）。

3 可变的分配体积：进行系统校准后，可在250ml到1000ml范围内进行快速设定。

4 可处理多种溶出介质：溶出实验常用的水、盐酸溶液、磷酸盐缓冲液溶出介质均可进行脱气。

5 可变温度设定：温度调节范围为室温到45℃

6 多杯供液：在1000ml体积下大杯数可达14杯。

7 溶出介质处理能力：单次15L

8 设计紧凑：通过手柄供液，RMT-15S溶媒脱气仪厂家，方便对溶出杯直接加注

9 操作简便：液晶屏显示和触控操作，交互界面简单直观。同时还支持手柄直接操作和控制，单人即可独立完成溶出介质脱气和加注工作。

可处理多种溶出介质：溶出实验常用的水、盐酸溶液、磷酸盐缓冲液溶出介质均可进行脱气。可变温度设定：温度调节范围为室温到45℃。

多杯供液：在1000ml体积下杯数可达14杯。溶出介质处理能力：单次15L。

溶媒脱气仪的优势：可同时处理两种不同的溶出介质。双手柄，可将两种不同的脱气后的溶出介质对四个溶出杯同时、同步准确加注，偏差不超过1%。自动报警系统：当仪器出现无进液、进液不足、压力过高、通讯故障等问题时，仪器自带的LED灯会变成红色，同时出现连续的短促提示音，RMT-15S溶媒脱气仪，LED控制面板故障显示区会显示具体的报警内容

真空脱气仪主要有以下性能特点：

- 1、将加热、循环、抽真空三种方法合而为一，实现对溶出介质的脱气;
- 2、同时具备自动与手动功能，自动功能下，一键实现进液、加热、循环、脱气功能;手动模式下，用户可自由控制各项操作，RMT-15S溶媒脱气仪，满足不同溶出介质的需求;
- 3、采用8英寸全彩触控屏设计，操作软件全中文设计，操作过程一目了然;
- 4、具有故障自诊断功能，对于仪器运行中出现的异常现象自动提示与报警;
- 5、具有校准功能，可对于温度和压力进行校准，确保仪器运转正常;
- 6、采用加热循环方式，有效的缩短了溶出介质的脱气时间;

- 7、采用罐体体积高达35L，满足多种实验需求用量;
- 8、采用微电脑话控制技术，自动化程度高;
- 9、采用紫外线灭菌装置，溶出介质脱气同时具有灭菌功能。

15S溶媒脱气仪-海益达仪器-RMT-15S溶媒脱气仪报价由天津市海益达仪器设备有限公司提供。天津市海益达仪器设备有限公司在仪器仪表元器件及器材这一领域倾注了诸多的热忱和热情，海益达一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：商银洙。