

# 医院液体恒温箱 福意联FYL-YS-280L 病房被服加温柜（恒温柜）

产品名称	医院液体恒温箱 福意联FYL-YS-280L 病房被服加温柜（恒温柜）
公司名称	北京福意联
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	北京市大兴区亦庄开发区
联系电话	010-63332726 13810107367

## 产品详情

医院液体恒温箱 福意联FYL-YS-280L 病房被服加温柜（恒温柜）厂家简介：

医院液体恒温箱 福意联FYL-YS-280L 病房被服加温柜（恒温柜）厂家 -北京福意电器有限公司是医用冰箱，-20 冰箱，恒温恒温柜，实验室冰箱，实验室恒温箱,干燥柜，车载冷藏箱，冷链运输箱，医用液体加温箱，手术室恒温箱，手术室保温柜保冷柜企业。公司总部位于北京，主要产品能满足医疗、科研实验室等不同域的要求。公司依靠稳打实干抓住市场，利用营销拓展市场，凭借优良巩固市场，立誓创造一优良品，提供，在激烈的市场竞争中站稳脚跟，谋求发展。作为从事医疗、实验室恒温箱、干燥柜、的企业，诚信、进取、严谨的务实风格使得公司在内外树立了坚实的形象、了良好的。

医院液体恒温箱 福意联FYL-YS-280L 病房被服加温柜（恒温柜）参数：

医院液体恒温箱 福意联FYL-YS-280L 病房被服加温柜（恒温柜）：特点：

多层搁架设计，可根据存放物品的规格合理地调整间隙，充分利用空间。大屏幕数字显示温度，便于观察。宽电压带，适合电压不稳定地区。适合环境温度-10 ~45 ，湿度60%以下地区使用。发泡箱体，透明真空钢化玻璃门箱体照明灯使箱体内部一目了然。性能特点：1、控温原理：无氟压缩机制冷，PTC热补偿功能。不受环境温度影响，采用高性能低噪音风扇进行风循环均匀快速。2、温度范围：2 - 48 /4~38 3、温控方式：微电脑控温系统，可每度调温，直观明了，操作简单4、故障报警：高温报警、低温报警、断电报警、传感器故障报警。5、玻璃门：玻璃门均采用中空钢化玻璃，牢固。实行三包政策，整机免费一年，压缩机质保三年，终身维护，，我们将竭诚为您服务！

医院液体恒温箱 福意联FYL-YS-280L 病房被服加温柜（恒温柜）：

一：摆放位置 要注意恒温箱摆放的位置是否合理，是否便于恒温箱散热。而且还需要检查家庭的电源情况，是  
二：仔细阅读说明书在使用前用户要仔细阅读附带的产品说明书，检查恒温箱的各个部件。三：用电不能忘  
恒温箱应使用单相三孔插座，单独接线。注意保护电源线绝缘层，不得重压电线，不得自行随意更改或加长电  
开始使用时要减载运行，因为新机器的运动部件有一个磨合过程。运转一段时间以后再加大量，这样能延长恒  
检查无误后，恒温箱应静置26小时后再开机，以免油路故障(搬运后的恒温箱)。接通电源后，仔细听压缩机在  
是否有管路互相碰击的声音，如果噪音过大，检查产品是否摆放平稳，各个管路是否接触，并做相应的调整。  
切断电源，与的修理人员。六：运行减负载 次使用恒温箱，存放的食物不能过多，要留有适当的空间，以保持  
时间满负荷工作。热的食品要晾凉室温后再放入，以免造成恒温箱长时间不停机。食品宜用保鲜袋或保鲜纸封  
止食品受潮、失水、串味。带水的食品要除去水分后放入，以免因大量水分蒸发而形成过多冰霜。注意，冷冻  
以防冻裂损坏。具有挥发性、易燃性化学物质、易腐蚀酸碱物品不要放入，以免损坏恒温箱。

福意联恒温、冷藏设备等等。

公司已在主要地区设立产品部及处，产品遍布大院校、科研、工厂企业、医疗、、、农业、食品，

医院液体恒温箱 福意联FYL-YS-280L 病房被服加温柜（恒温柜）