

# 医用外伤清创机-专业医用冲洗机-弱碱性消毒液

产品名称	医用外伤清创机-专业医用冲洗机-弱碱性消毒液
公司名称	河南煜博医疗器械制造有限公司
价格	.00/台
规格参数	专用耗材成分:季铵盐+醋酸氯己定 冲洗水流:1.4L~3L/Min 型号:SP-CXQ100B
公司地址	郑州高新区冬青街58号1号楼二楼东
联系电话	17334889399 17334889399

## 产品详情

医用外伤清创机-专业医用冲洗机-弱碱性消毒液 医用外伤清创机-专业医用冲洗机-弱碱性消毒液（医用创口冲洗机）、犬咬伤冲洗器、狂犬病伤口冲洗机适用于动物抓、咬伤后的皮肤及黏膜伤口的冲洗、消毒(包括对狂犬病毒的清洗和消毒)。可杀灭大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、铜绿假单胞菌及白色念珠菌等。是一款专业用于标准化犬伤门诊建设的医用外伤冲洗器。第7条中提到

伤口冲洗:用20%的肥皂水(或者其他弱碱性清洁剂)和一定压力的流动清水交替清洗、冲洗所有咬伤和抓伤处至少15分钟.....较深伤口冲洗时,用注射器或者高压脉冲器械伸入伤口深部进行灌注清洗,做到。医用外伤清创机-专业医用冲洗机-弱碱性消毒液（医用创口冲洗机）配有专用弱碱性皮肤黏膜冲洗消毒剂及高低位冲洗池，通过脉冲式水流对伤口、创口进行交替灌注，达到减少细菌病毒数量的目的，符合规范化犬伤伤口处置规范，是犬咬伤标准化门诊建设常用设备。洗、冲洗所有咬伤和抓伤处至少15分钟...

.较深伤口冲洗时，用注射器或者高压脉冲器械伸入伤口深部 医用外伤清创机-专业医用冲洗机-弱碱性消毒液 第7条中提到 伤口冲洗:用20%的肥皂水(或者其他弱碱性清洁剂)和一定压力的流动清水交替清洗、冲洗所有咬伤和抓伤处至少15分钟.....较深伤口冲洗时,用注射器或者高压脉冲器械伸入伤口深部进行灌注清洗,做到。由于狂犬病是一种几乎致人死亡的烈性传染病，目前尚无有效手段，只能预防；同时，由于人民生活水平的提高，饲养的个人和家庭大量增加，也升高了狂犬病暴露的风险。根据《中华人民共和国侵权责任法》第57条的规定，医务人员在诊疗活动中未尽到与当时的水平相应的诊疗义务，造成患者损害的，机构应当承担赔偿责任。配置清洗机用于提升狂犬病暴露后预防处置规范化标准，避免和杜绝因处置不规范而带来的感染风险以及由此而产生的医患。

[医用外伤清洗器-犬咬伤一站式服务-常用耗材](#)