

创口清洗消毒液-医用创口清洗机-(消毒液)

产品名称	创口清洗消毒液-医用创口清洗机-(消毒液)
公司名称	河南煜博医疗器械制造有限公司
价格	.00/台
规格参数	专用耗材成分:季铵盐+醋酸氯己定 冲洗水流:1.4L~3L/Min 型号:SP-CXQ100B
公司地址	郑州高新区冬青街58号1号楼二楼东
联系电话	17334889399 17334889399

产品详情

创口清洗消毒液-医用创口清洗机-(消毒液) 创口清洗消毒液-医用创口清洗机-(消毒液) (医用创口冲洗机)、犬咬伤冲洗器、狂犬病伤口冲洗机适用于动物抓、咬伤后的皮肤及黏膜伤口的冲洗、消毒(包括对狂犬病毒的清洗和消毒)。可杀灭大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、铜绿假单胞菌及白色念珠菌等。是一款专业用于标准化犬伤门诊建设的医用外伤冲洗器。整个冲洗过程中水温、水压、益涟茗弱碱性皮肤黏膜消毒剂与清水的交替冲洗、生理盐水的最后冲洗都会自动完成 创口清洗消毒液-医用创口清洗机-(消毒液) (医用创口冲洗机) 配有专用弱碱性皮肤黏膜冲洗消毒剂及高低位冲洗池,通过脉冲式水流对伤口、创口进行交替灌洗,达到减少细菌病毒数量的目的,符合规范化犬伤伤口处置规范,是犬咬伤标准化门诊建设常用设备。暴露后置:伤口冲洗:用肥皂水(或其他弱碱性清洗剂)和一定压力的流动清水交替清洗咬伤和抓伤的每处伤口至少 15 分钟。

如条件允许,建议使用狂犬病专业清洗设备和专用清洗剂对伤口内部进行冲洗。创口清洗消毒液-医用创口清洗机-(消毒液) 整套控制系统以国家规范为框架,以伤患的安全为目标,的控制,一键开启即可自动完成一次标准的犬伤冲洗流程,甚至轻伤患完全可轻松完成自助冲洗。由于狂犬病是一种几乎致人死亡的烈性传染病,目前尚无有效手段,只能预防;同时,由于人民生活水平的提高,饲养的个人和家庭大量增加,也升高了狂犬病暴露的风险。根据《中华人民共和国侵权责任法》第57条的规定,医务人员在诊疗活动中未尽到与当时的水平相应的诊疗义务,造成患者损害的,机构应当承担赔偿责任。配置清洗机用于提升狂犬病暴露后预防处置规范化标准,避免和杜绝因处置不规范而带来的感染风险以及由此而产生的医患。

[动物咬伤清创机-狗咬伤用什么?-弱碱性冲洗液](#)