

## 0-100手术室干式加温箱FYL-YS-281L液体保温箱

产品名称	0-100手术室干式加温箱FYL-YS-281L液体保温箱
公司名称	北京福意联
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	北京市大兴区亦庄开发区
联系电话	010-63332726 13810107367

### 产品详情

0-100手术室干式加温箱FYL-YS-281L液体保温箱厂家简介：

0-100手术室干式加温箱FYL-YS-281L液体保温箱厂家 -北京福意电器有限公司: 品种多样、覆盖面广、品种齐全.价格便宜。公司业务涉及各科研.大中院校.质检、医疗检验、、制药、食品、生物制品等各大。我们向客户提供优良的产品、的和完善的，与我们的供应商建立长期、稳定的合作。“、周到、行动快速”的。实力雄厚，重信用、守合同、保证产量，以多品种经营特色和薄利多销的原则，赢得了广大客户的信任。

0-100手术室干式加温箱FYL-YS-281L液体保温箱参数：

0-100手术室干式加温箱FYL-YS-281L液体保温箱：特点：

n 微电脑控制、强制风冷设计，保证箱内任意点的温度维持在2~48 间，并保证开门后温度快速恢复；n 机械加强防高温、防低温功能，即使主控板出现故障，整个设备仍可以在加强温控的下正常运行，保障物品；n 强制、全自动循环除霜设计，保证制冷系统稳定性，从而提供更稳定的箱内温度；n 数显温控完善的报警系统：高低温报警、开门报警、传感器报警，声音报警和灯光报警模式，保证用户能及时掌握箱内温度情况；人性化设计：n 数显温控90°自关门组件设计，解除用户开门后忘记关门的后顾之忧；n 大视角双层真空玻璃门体设计，不用开门即可观察到箱内保存情况；n 双测试孔设计，使用者可以根据实际使用要求箱内温度；n 内部LED灯模块设计，不影响用户使用的条件下，降耗，更；n 数显温控无氟制冷剂，发泡剂，低碳；

0-100手术室干式加温箱FYL-YS-281L液体保温箱：

(1) 将温度计插入座内（在箱顶放气调节器中部）。(2) 把电源插头插入电源插座。  
(3) 将电热丝分组开头转到1或2位置上（视需温度而定），此时可开启鼓风机促使热空气对流。电热丝分组开关转到1或2位置时，红色指示灯亮，表示电热丝开始工作。  
(4) 注意观察温度计。当温度计温度将要达到需要温度时，调节自动控温旋钮，使指示灯正好发亮，十分钟后温度计上指温度过需要，而红色指示灯仍亮，则将自动控温旋钮略向反时针方向旋转，直调到温度恒定在要求的温度为止。自动恒温器旋钮在箱体正面左上方。它的刻度板不能做为温度指示，只能做为调节用的标记。  
(5) 在恒温过程中，如不需要三组电热丝同时发热时，可仅开启一组电热丝。开启组数越多，温度上升越快。  
(6) 工作一段时间后，可开启顶部的放气调节器将潮气排出，也可以开启鼓风机。  
(7) 使用完毕后将电热丝分组开关全部关闭，并将自动恒温器的旋钮沿反时针方向旋零位。(8) 将电源插头

福意联恒温、冷藏设备等等。福意联(FU.YI.LIAN)以振兴民族工业为己任，以质量求生存，以科技为依托，向要效益，公司坚持为了用户的经营理念，公司产品无条件的实行：整机保修一年，核心部件保修三年，终生提供优良！

0-100手术室干式加温箱FYL-YS-281L液体保温箱