

# 放射科耦合剂恒温箱福意联FYL-YS-138L小型医用加温箱

产品名称	放射科耦合剂恒温箱福意联FYL-YS-138L小型医用加温箱
公司名称	北京福意联
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	北京市大兴区亦庄开发区
联系电话	010-63332726 13810107367

## 产品详情

放射科耦合剂恒温箱福意联FYL-YS-138L小型医用加温箱厂家简介：

放射科耦合剂恒温箱福意联FYL-YS-138L小型医用加温箱厂家 北京福意联有限公司（Beijing Electric Applian Co., Ltd.）依托由团队及组成的恒温冷藏开发团队，经过十余年的发展积淀，拥有医疗、实验室、、化工、农业、食品药品等域完善的恒温冷藏解决方案。同时与众多科研和应用建立了良好的合作关系，共同推动恒温冷藏设备仪器的发展和普及。

放射科耦合剂恒温箱福意联FYL-YS-138L小型医用加温箱参数：

放射科耦合剂恒温箱福意联FYL-YS-138L小型医用加温箱：特点：

设计主体分为控制系统，制冷系统，制热系统，显示系统四部分。微电脑控制，液晶显示，有信息一目了然；制冷、加热双向控温，高精度控制箱内温度；构造人性化设计，充分考虑人士使用的特点。多重门锁设计，防止随意开启；故障报警：高温报警、低温报警、断电报警、传感器故障报警。使用方便三层钢化玻璃门，保温性好，外门防凝露的应用，85温度五凝露；浸塑搁架可根据使用情况随意调整，便于清洁；此产品为嵌入式设计，可将产品直接嵌入在壁橱或墙壁，不占多余空间。稳定运行制冷系统与制热系统匹配合理，采用强制空气循环，确保箱体恒温无死角实行三包政策，整机免费一年，压缩机质保三年，终身维护，我们将竭诚为您服务！

放射科耦合剂恒温箱福意联FYL-YS-138L小型医用加温箱：

1、定期清理恒温箱内的冰霜和水分，含水量大的食物放入恒温箱内储存之前先用保鲜膜包裹起来；2、定期用表面的积尘积垢，保持恒温箱周围通风顺畅；3、储存在恒温箱内的食物应按照类别尽可能分区摆放，尽可能外表面不可以有布一类的遮挡，不要在侧板上贴一些招示贴一类的东西，以免影响到恒温箱制冷系统的散热效率。需要给恒温箱断电停用的，停用之前应把恒温箱内清理干净，晾干水分，保持恒温箱处在通风干燥的位置上，

福意联恒温、冷藏设备等等。我们将携手与您共同发展，共同创造良好的生存空间，共享利益，共享财富。公司秉承“做人以善为先，经营有章可循”的经营理念，坚持“客户靠前”的原则为广大客户提供优良的，惠顾。

放射科耦合剂恒温箱福意联FYL-YS-138L小型医用加温箱